

*Sonický zubní kartáček* • NÁVOD K OBSLUZE

**CZ** 4-12

*Sonická zubná kefka* • NÁVOD NA OBSLUHU

**SK** 13-21

*Sonic toothbrush* • USER MANUAL

**GB** 22-29

*Szonikus fogkefe* • HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**H** 30-38

*Soniczna szczoteczka do zębów* • INSTRUKCJA OBSŁUGI

**PL** 39-47

*Schallzahnbürste mit Ladereisetui* • BEDIENUNGSANLEITUNG



**D** 48-55












# SONETIC



14/2/2020

*eta*





Obrázky jsou pouze ilustrační.

Obrázky sú len ilustračné.

Product images are for illustrative purposes only.

Illusztratív képek.

Zdjęcia służą wyłącznie jako ilustracja.

Die Abbildungen dienen nur zur Illustration

**eta 4707****SONETIC****NÁVOD K OBSLUZE**

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

**I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce (spotřebič je určen pro univerzální napětí 100 - 240 V). Nabíjecí základnu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.
- Tento výrobek není určen pro používání dětmi do 3 let. Děti od 3 do 14 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi mohou používat zubní kartáček, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho nabíjecí základny.
- Vždy odpojte nabíjecí základnu / nabíjecí pouzdro od el. sítě před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozenou nabíjecí základnu / nabíjecí pouzdro, její přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo základna / pouzdro spadla do vody. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Připojená nabíjecí základna / nabíjecí pouzdro se nesmí používat na místech, kde by mohla spadnout do vany, umyvadla nebo bazénu. Pokud by přesto spadla do vody, nevytahujte ji! Nejdříve ji odpojte z el. zásuvky a až poté vyjměte. V takových případech zanechte spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.

- Jestliže je nabíjecí základna / nabíjecí pouzdro nebo její napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Pro zabezpečení doplňkové ochrany doporučujeme instalovat do el. obvodu napájení koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA. Požádejte o radu revizního technika, případně elektrikáře.
- V případě rozbití UV žárovky ihned opusťte alespoň na 30 minut místnost a poté ji důkladně vyvětrejte. Nedotýkejte se rtuti nechráněnými rukama (především pak těhotné ženy!).
- Pokud UV světlo svítí i v případě, že je víko otevřené, ihned odpojte nabíjecí pouzdro od el. napájení, spotřebič dále nepoužívejte a zanechte do servisu k prověření správné funkce. Učiňte tak také tehdy, pokud je víko poškozené a hrozí přímé vystavení se UV světlu. Víko je speciálně navrženo pro blokování ultrafialového záření, musí proto zůstat čisté, nepoškozené a funkční.
- Nedotýkejte se UV žárovky během provozu (ani krátce poté), protože je horká.
- Aby nedošlo k přeexponování ultrafialovým světlem, musí být lidé a domácí zvířata vzdáleni od nabíjecího pouzdra se svítící UV lampou min. 30 cm. Nikdy se nedívejte přímo do UV světla a ani se obličejem nebo pokožkou nepřibližujte do jeho blízkosti, když je zapnuté. UV světlo může způsobit popálení očí a kůže.
- Spotřebič je určen pouze pro individuální použití v domácnostech k osobní péči o ústní dutinu! Není určen pro komerční použití, pro více pacientů v ambulancích zubních lékařů ani v jiných zdravotnických zařízeních!
- Nabíjecí základna / nabíjecí pouzdro dodaná se spotřebičem je určená pouze pro tento spotřebič, nepoužívejte ji pro jiné účely. Současně pro tento spotřebič používejte pouze k němu dodanou nabíjecí základnu / nabíjecí pouzdro, pro dobíjení nepoužívejte jiný typ základny / pouzdra (např. od jiného spotřebiče).
- Nepoužívejte venku ani v prostředí, kde se používají aerosolové prostředky (např. **spreje**), nebo kde se manipuluje s kyslíkem.
- Nabíjecí základnu / nabíjecí pouzdro nepoužívejte během koupání.
- Záruka 24 měsíců se nevztahuje na snížení užitečné kapacity akumulátoru z důvodu jeho používání nebo stáří. Užitečná kapacita se snižuje v závislosti na způsobu používání akumulátoru.
- Přívod nabíjecí základny nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřkýma rukama!
- **Nabíjecí základnu / nabíjecí pouzdro / USB kabel nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin (ani částečně) a nemyjte pod tekoucí vodou!**
- Nabíjecí základnu / nabíjecí pouzdro používejte pouze ve vodorovné poloze na místech, kde nehrozí její převrnutí, v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. **kamna, krb, tepelné zářiče**).
- Spotřebič není určen pro ošetřování chrupu zvířat.

- Spotřebič ani příslušenství nezasunujte do žádných tělesných otvorů, kromě ústní dutiny.
- Po použití kartáčky desinfikujte pomocí UV sanitizéru. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo způsobit zhoršení vašeho zdravotního stavu z důvodu podpory růstu plísní a bakterií, není-li provedena dezinfekce.
- Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru!
- Nabíjení akumulátoru provádějte při běžné pokojové teplotě. Nevystavujte akumulátor teplotám vyšším než 50 °C. Předcházíte tak jeho poškození.
- Během normálního provozu se akumulátor nevymývá. Akumulátor vyjměte pouze pokud má být spotřebič vyřazen (viz odst. **V. EKOLOGIE**).
- Spotřebič chraňte proti prachu, chemikáliím, toaletním potřebám, tekutým kosmetickým přípravkům, velkým změnám teplot a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- **POZOR:** Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače, dálkového ovládání nebo jakékoli jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky.
- Nepokoušejte se sami spotřebič opravovat.

## **SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- Pokud během čištění pociťujete silně nepříjemné pocity nebo bolest v ústech, přestaňte spotřebič používat a kontaktujte svého zubního lékaře. Kontaktujte jej také v případě, kdy máte jakékoli pochybnosti ohledně použití spotřebiče ve vašem individuálním případě.
- Pokud vaše zubní pasta obsahuje peroxid, jedlou sodu nebo jiný bikarbonát (často u bělících zubních past), po použití důkladně vyčistěte kartáček i rukojeť, abyste zabránili poškození spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič na dětech, nesvéprávných osobách či osobách, které nedokáží vyjádřit své pocity.
- **Pokud jste v nedávné době podstoupili operaci zubů či dásní, trpěli dlouhodobými potížemi se zuby nebo podstoupili extenzivní zákroky v posledních 2 měsících, případně pokud máte podezření na problémy zubního charakteru (plomby, korunky atd.), poraďte se před použitím spotřebiče se svým ošetřujícím zubním lékařem.**
- **Pokud by se objevily nějaké zdravotní potíže (např. dochází k výraznému krvácení nebo pokud krvácení neustává po 2 týdnech používání), přestaňte spotřebič používat a kontaktujte o radu svého ošetřujícího lékaře.**
- Spotřebič splňuje bezpečnostní standardy pro elektromagnetická zařízení. Pokud však používáte některé z následujících zařízení: kardiostimulátor, elektrokardiograf nebo jiné zdravotní zařízení implantované do těla nebo používané jako podpora, před použitím se poraďte se svým lékařem nebo s výrobcem implantovaného zařízení.
- Z hygienických důvodů nepoužívejte jeden kartáček pro více osob ani s jinými lidmi. Mohlo by dojít k přenosu infekcí nebo zánětu v ústní dutině.

- Napájecí přívod dobíjecí základny nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany. Nesmí také volně viset přes hranu pracovní desky, kde by na něho mohli dosáhnout děti.
- V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu dobíjecí základny.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím určeným pro tento typ. Nepoužívejte poškozené / deformované nástavce.
- Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič je určen pouze pro čištění zubů, dásní a jazyku. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
- **VAROVÁNÍ:** Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem k obsluze, existuje riziko poranění.
- Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. **poranění**) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

## II. POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ (OBR. 1)

### A – Tělo kartáčku

- A1 – tlačítko zap./vyp. + přepnutí režimu (POWER; ON/OFF)
- A2 – indikátor aktivního režimu
- A3 – světelná kontrolka akumulátoru

### B – Kartáček (2 ks součástí balení)

- B1 – hlava kartáčku
- B2 – barevný kroužek pro rozlišení uživatele

### C – Nabíjecí základna

- C1 – napájecí kabel

### D – Ochranné cestovní nabíjecí pouzdro se sanitizérem

- D1 – UV světlo
- D2 – ochranné víko
- D3 – prostor na kartáčky
- D4 – výstupek nabíjecí základny
- D5 – světelná kontrolka sanitizéru
- D6 – zdička USB pro napájení

### E – Kabel mikro USB \*

**Pozn.** Náhradní kartáčky (**B**) a UV světlo (**D1**) můžete zakoupit pod objednacím číslem ETA 070790100, ETA 070790200 (soft) a ETA 470700020.

\* Kabel micro USB: k tomuto kabelu USB můžete připojit zdroj s USB (např. síťový adaptér pro střídavý proud, záložní zdroj energie apod.).

## III. POKYNY K OBSLUZE

Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte spotřebič i s jeho příslušenstvím. Před prvním použitím opláchněte části, které přijdou do styku s ústní dutinou, v čisté teplé pitné vodě.

## Nabíjení kartáčku pomocí základny (C)

Tento spotřebič je vybaven bezkontaktním (indukčním) systémem nabíjení, který funguje na principu přenosu energie přes elektromagnetické pole. Není proto nutné přímé spojení s napájecím kabelem, čímž je nabíjení pohodlnější a díky zvýšené izolaci (IPX7) také bezpečnější.

Nejprve připojte nabíjecí základnu k el. síti a poté tělo kartáčku (A) postavte na válcovitý výstupek v nabíjecí základně (C). Nabíjení je signalizováno blikáním kontrolky (A3). Jakmile je akumulátor nabit, kontrolka (A3) svítí. Pro plné nabití akumulátoru je nutné spotřebič ponechat nabíjet přibližně 11 hodin. V závislosti na použitém režimu čištění poskytne plně nabitý akumulátor dobu chodu přibližně 2-3,5 hodiny, což při používání 2x denně 2 minuty odpovídá přibližně 1-2 měsícům.

**Pozn. Ačkoliv můžete kartáček nabíjet až po jeho vybití, v rámci zachování optimální životnosti akumulátoru jej doporučujeme nabíjet v pravidelných intervalech (např. po 2-3 týdnech používání).**

**Nabíjecí stanici můžete používat v následujících variantách (obr. 2):**

- a) cestovní nabíjecí pouzdro (více skladné, vhodné pro cestování),
- b) nabíjecí základna (vyšší stabilita, vhodné pro domácí použití); sestavte podle detailu v obr. 1.

**Nabíjení kartáčku pomocí cestovního pouzdra (D), (obr. 2B):**

- Před nabíjením se ujistěte, že napětí a proud externího el. zdroje je **5 V/600 mA** (Poznámka: udaná proudová zátěž je minimální, může být i vyšší).
- 1) Ujistěte se, že je kartáček vypnutý.
- 2) Zapojte přiložený USB kabel (E) do nabíjecí zdičky (D6) pouzdra a připojte druhý konec ke zdroji např. kompatibilního síťového adaptéru na střídavý proud nebo záložnímu zdroji energie.
- 3) Nabíjení je signalizováno blikáním kontrolky (A3).
- 4) Jakmile je akumulátor nabit, kontrolka (A3) svítí, nyní odpojte adaptér z el. zásuvky nebo záložní zdroj energie a až poté konektor z pouzdra.

### Upozornění

- Při provozu kontrolka **A3** svítí, jakmile bude akumulátor vybitý a bude potřeba jej znovu nabit, začne tato kontrolka blikat.
- Při prvním nabíjení, nebo pokud nebyl spotřebič nabíjen více než 3 měsíce, je nutné spotřebič nabíjet 24 hodin.
- **Při pravidelném nabíjení nepřekračujte doporučenou dobu nabíjení (11 hod.)!**
- Nabíjecí základna / pouzdro slouží zároveň jako stojan / úložný prostor na který si můžete po použití kartáček postavit / uložit. Nezapojujte ji však do el. sítě, pokud nechcete kartáček nabít nebo jeho hlavice dezinfikovat pomocí UV světla. Nabíjecí základnu / pouzdro nenechávejte neustále připojenou k el. síti!
- Nenechávejte v pouzdra připojený USB kabel.
- Při nabíjení se spotřebič mírně zahřívá, to je však normální a není závadou.
- Uvedená doba chodu je pouze orientační. Závisí na stavu daného akumulátoru, okolní teplotě, jeho stáří, způsobu nabíjení apod.



## POUŽITÍ

Před použitím spojte prostým nasunutím kartáček (**B**) s tělem kartáčku (**A**) (viz obr. 1). Mezi tělem kartáčku (**A**) a barevným kroužkem (**B2**) zůstane malá mezera, což nepředstavuje závadu. Pro odejmutí kartáčku postupujte opačným způsobem. Spotřebič nezapínejte, pokud nemá nasazený kartáček!

Namočte kartáček a naneste na něj malé množství zubní pasty. Pak kartáček přiložte k zubům v mírném úhlu vůči dásním (viz obr. 4) a zapněte libovolný režim stisknutím tlačítka zapnutí / přepnutí režimu (**A1**). Mírným tlakem a pomalu pohybuje kartáčkem podél zubů tam a zpět, abyste nevynechali žádnou část ani zub. U každého zubu zůstaňte přibližně 2-3 sekundy.

Doba chodu kartáčku je omezena na 2 minuty, což odpovídá odborníky doporučenému času čištění. Pokud budete chtít v čištění pokračovat, jednoduše kartáček zapněte znovu. Čištění každé části úst (kvadrantu) by mělo trvat přibližně 30 sekund (viz obr. 5); na uplynutí této doby a změnu kvadrantu vás upozorní krátké přerušení chodu kartáčku.

### Poznámky

- Pokud je toto váš první sonický kartáček a nemáte s touto technologií čištění zkušenost, může vám chvíli trvat, než si zvyknete na specifické vibrace, tj. brnění. Většina uživatelů však dodává, že si na tuto skutečnost po pár čištění rychle zvykla a čištění se pro ně stalo naprosto přirozené.
- Na zuby nevyvíjejte přílišný tlak.
- Kartáček můžete používat také pokud máte fixní rovnátka, fazety, korunky apod. Vězte však, že při používání na rovnátka se štětinky kartáčku rychleji opotřebují.
- Po 3 měsících používání doporučujeme vyměnit kartáček (**B**) za nový. Kartáček vyměňte i dříve, pokud pozorujete výrazné opotřebenění či jeho poškození.

### Ovládání tlačítka zapnutí/přepnutí režimu A1

Prvním stisknutím tlačítka se kartáček zapne do režimu **C**. Pokud do 3 sekund stisknete tlačítko znovu, přepne se kartáček do režimu **S**. Opětovným stisknutím do 3 sekund pak režim **M**. Další stisknutí kartáček vypne. Kartáček se vypne také tehdy, pokud stisknete tlačítko (**A1**) i v režimu **C/S** po uplynutí 3 sekund od jeho aktivace.

### Režimy čištění:

- 1) režim **C** - standardní intenzivní režim pro běžné čištění zdravých zubů,
- 2) režim **S** - šetrný režim pro citlivé zuby či části úst; doporučujeme používat při zvýšené citlivosti zubů, odhalených krčcích, paradontóze, implantátech a jiných zubních náhradách,
- 3) režim **M** - pulzační režim pro šetrné masírování dásní.

Aktivace zvoleného režimu je signalizována rozsvícením jejího indikátoru (**A2**).

## UV sanitizér

Součástí nabíjecího pouzdra (**D**) je i dezinfekční komora, ve které probíhá pomocí UV světla desinfekce použitých zubních kartáčků (**B**). UV světlo dokáže zahubit až 99,9 % bakterií, které by mohly způsobovat potíže ve vaší ústní dutině.

Do prostoru (**D3**) v ložte použité kartáčky (**B**) směrem štětinkami k UV lampě.

Sanitizér aktivujete pouhým uzavřením ochranného víka (**D2**) v případě, že je nabíjecí pouzdro (**D**) připojeno k napájení, nebo zapojením nabíjecího pouzdra (**D**) k napájení (pokud je ochranné víko uzavřené).

UV žárovka svítí přibližně 10 minut, poté se automaticky vypne.

### Poznámka

- UV žárovka má dlouhou životnost, pokud by přesto přestala svítit, nebo se rozbila, vyměňte ji za novou shodného typu ETA 470700020, postupujte podle obr. 6 - 10.
- Svít UV světla může být hůře viditelný v dobře osvětlených prostorách.

## IV. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

**Před údržbou nabíjecí základny (C) ji nejprve odpojte od el. sítě. V rámci zachování maximální hygieny použité kartáčky (B) po každém použití dezinfikujte v sanitizéru pomocí UV světla!** Hlavu kartáčku (**B1**) i tělo kartáčku (**A**) opláchněte pod tekoucí vodou, tělo kartáčku pak otřete vlhkým hadříkem. Vlhký hadřík použijte také na nabíjecí základnu a její kabel. Tělo kartáčku (**A**), ani nabíjecí základnu (**C**) nikdy neponořujte do vody. K čištění také nepoužívejte myčku nádobí a hlavu kartáčku (**B**) nemyjte ve vodě teplejší než 65 °C! Před opětovným použitím nechejte tělo kartáčku (**A**) i nabíjecí základnu (**C**) s kabelem řádně vysušit. Spotřebič i s veškerým příslušenstvím skladujte na suchém, bezprašném a bezpečném místě mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. Tělo kartáčku a kartáčky můžete skladovat v pouzdře.

## V. EKOLOGIE



Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Tento spotřebič je vybaven Li-ion akumulátorem s dlouhou životností. Pro ochranu životního prostředí je nutné po ukončení životnosti spotřebiče vybitý akumulátor z něho demontovat a vhodným způsobem, prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sítí, akumulátor i spotřebič bezpečně zlikvidovat.

Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

### Vyjmutí akumulátoru

Akumulátor z přístroje vyjměte pouze po úplném vybití. Postup vyjmutí akumulátoru je znázorněn na obr. 11:

1. Pomocí šroubováku sejměte kryt šroubku a šroubek povolte.
2. Uchopte tělo kartáčku (A) vrchní stranou dolů, stiskněte nabíjecí část (viz šipky v obr.) a odejměte 2 háčky, které drží vnitřní komponenty těla kartáčku (A).
3. Pomocí šroubováku vyjměte akumulátor ze svého uložení.

## VI. TECHNICKÁ DATA

Napětí (V)	vedeno na typovém štítku výrobku
Hmotnost (kg) cca	0,32
Spotřebič / nabíjecí základna / pouzdro třídy ochrany	III./II.
Rozměry kartáčku cca (dxhvx), (mm)	224 x 77,5 x 41,5

**Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem. Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!**

Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese [www.eta.cz](http://www.eta.cz).

### UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:

*HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti.*

*DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.*



**TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. – Nebezpečí udušení.**

*Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.*

Symbol  znamená UPOZORNĚNÍ.

eta 4707

SONETIC

## NÁVOD NA OBSLUHU

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

**I. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

- Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke (spotrebič je určený pre univerzálne napätie 100 — 240 V). Nabíjaciu základňu je nutné pripojiť iba do zásuvky elektrickej inštalácie, ktorá zodpovedá príslušným normám.
- Tento výrobok nie je určený pre používanie deťmi do 3 rokov. Deti od 3 do 14 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami môžu používať zubnú kefku, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho nabíjacej základne.
- Ak je nabíjacia základňa / nabíjacie púzdro alebo jej napájací prívod poškodený, musí byť nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Vždy odpojte nabíjaciu základňu / nabíjacie púzdro od el. siete pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodenú nabíjaciu základňu / nabíjacie púzdro, jej prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, spadol na zem a poškodil sa alebo základňa spadla do vody. V takomto prípade odneste spotrebič do špecializovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a správnu funkciu.

- Pripojená nabíjacia základňa / nabíjacie púzdro sa nesmie používať na miestach, kde by mohla spadnúť do vane, umývadla alebo bazénu. Ak by napriek tomu spadla do vody, nevytáhujte ju! Najskôr ju odpojte z el. zásuvky a až potom vyberte. V takomto prípade odneste spotrebič do špecializovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a správnu funkciu.
- Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany odporúčame inštalovať do el. obvodu napájania kúpeľne prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA. Požiadajte o radu revízneho technika, prípadne elektrikára.
- V prípade rozbitia UV žiarovky ihneď opustiť aspoň na 30 minút miestnosť a potom ju dôkladne vyvetrajte. Nedotýkajte sa ortuti nechránenými rukami (predovšetkým tehotné ženy!).
- Ak UV svetlo svieti aj v prípade, že je púzdro otvorené, okamžite odpojte dobíjací púzdro od el. siete, spotrebič ďalej nepoužívajte a zanezte do servisu, aby preverili správnosť funkcie. Urobte tak aj vtedy, keď je púzdro poškodené a hrozí priame vystavenie sa UV svetlu. Veko je špeciálne navrhnuté pre blokovanie ultrafialového žiarenia, musia preto zostať čisté, nepoškodené a funkčné.
- Nedotýkajte sa UV žiarovky počas prevádzky (ani krátko potom), pretože je horúca.
- Aby nedošlo k preexponovaniu ultrafialovým svetlom, musí byť ľudia a domáce zvieratá vzdialené od nabíjaceho púzdra so svietiacej UV lampou min. 30 cm. Nikdy sa nepozerajte priamo do UV svetla a ani sa tvárou alebo pokožkou nepribližujte do jeho blízkosti, keď je zapnuté. UV svetlo môže spôsobiť popálenie očí a kože.
- Spotrebič je určený len pre individuálne použitie v domácnostiach k osobnej starostlivosti o ústnu dutinu! Nie je určený pre komerčné použitie, pre viac pacientov v ambulanciách zubných lekárov ani v iných zdravotníckych zariadeniach!
- Nabíjacia základňa / nabíjacie púzdro dodaná so spotrebičom je určená len pre tento spotrebič, nepoužívajte ju na iné účely. Súčasne pre tento spotrebič používajte iba k nemu dodanú nabíjaciú základňu / nabíjacie púzdro, pre dobíjanie nepoužívajte iný typ základne / púzdra (napr. od iného spotrebiča).
- Nepoužívajte vonku ani v prostredí, kde sa používajú aerosolové prostriedky (napr. **spreje**), alebo kde sa manipuluje s kyslíkom.
- Nabíjaciú základňu / nabíjacie púzdro nepoužívajte počas kúpania.
- Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na zníženie užitočnej kapacity akumulátora z dôvodu jej používania alebo staroby. Užitočná kapacita sa znižuje v závislosti na spôsobe používania akumulátora.

- Prívod nabíjacej základne nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami!
- **Nabíjaciu základňu / nabíjacie púzdro nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín (ani čiastočne) a neumývajte pod tečúcou vodou!**
- Spotrebič ani príslušenstvo nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov, okrem ústnej dutiny.
- Spotrebič nie je určený pre ošetrovanie chrupu zvierat.
- Nabíjaciu základňu / nabíjacie púzdro používajte iba vo vodorovnej polohe na miestach, kde nehrozí jej prevrhnutie, v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. **pec, krb, tepelné žiariče**).
- Po použití kartáčky vydesinfikujte pomocí UV sanitizéru. Nedodrženie tohoto pokynu by mohlo spôsobiť zhoršenie vašeho zdravotného stavu z dôvodu podpory rastu plesní a baktérií, není-li provedena dezinfekce.
- **Spotrebič nenechávajte v chode bez dozoru!**
- Nabíjanie akumulátora vykonávajte pri bežnej izbovej teplote. Nevystavujte akumulátor teplotám vyšším ako 50 °C. Predchádzate tak jeho poškodeniu.
- Počas normálnej prevádzky sa akumulátor nevyníma. Akumulátor vyberte iba ak má byť spotrebič vyradený (pozri ods. **V. EKOLÓGIA**).
- Spotrebič chráňte proti prachu, chemikáliám, toaletným potrebám, tekutým kozmetickým prípravkom, veľkým zmenám teplôt a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- **POZOR:** Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne citlivým riadiacim zariadením, programátorom, časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič automaticky.
- Nepokúšajte sa sami spotrebič opravovať.

## **ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

- Ak počas čistenia pociťujete silne nepríjemné pocity alebo bolesť v ústach, prestaňte spotrebič používať a kontaktujte svojho zubného lekára. Kontaktujte ho tiež v prípade, keď máte akékoľvek pochybnosti o použití spotrebiča vo vašom individuálnom prípade.
- Ak vaša zubná pasta obsahuje peroxid, jedlú sódu alebo iný bikarbonát (často u bieliacich zubných pást), po použití dôkladne vyčistite kefku aj rukoväť, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič na deťoch, nesvojprávnych osobách či osobách, ktoré nedokážu vyjadriť svoje pocity.
- **Ak ste v poslednom čase podstúpili operáciu zubov či ďasien, trpeli dlhodobými problémami so zubami alebo podstúpili extenzívne zákroky v posledných 2 mesiacoch, prípadne ak máte podozrenie na problémy zubného charakteru (plomby, korunky atď.), poraďte sa pred použitím spotrebiča sa svojim ošetrovujúcim zubným lekárom.**
- **Ak by sa objavili nejaké zdravotné problémy (napr. dochádza k výraznému krvácaniu alebo ak krvácanie neustáva po 2 týždňoch používania), prestaňte spotrebič používať a kontaktujte o radu svojho ošetrojúceho lekára.**

- Spotřebič splňuje bezpečnostné štandardy pre elektromagnetické zariadenie. Ak však používate niektoré z nasledujúcich zariadení: kardiostimulátor, elektrokardiograf alebo iné zdravotné zariadenie implantované do tela alebo používané ako podpora, pred použitím sa poraďte so svojím lekárom alebo s výrobcom implantovaného zariadenia.
- Z hygienických dôvodov nepoužívajte jednu kefkú pre viac osôb ani s inými ľuďmi. Mohlo by dôjsť k prenosu infekcií alebo zápalu v ústnej dutine.
- Napájací prívod dobíjacej základne nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom, nesmie sa ponoriť do vody ani ohýbať cez ostré hrany. Nesmie tiež voľne visieť cez hranu pracovnej dosky, kde by na neho mohli dosiahnuť deti.
- V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval platným normám.
- Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu dobíjacej základne.
- Spotřebič používajte iba s originálnym príslušenstvom určeným pre tento typ. Nepoužívajte poškodené / deformované nástavce.
- Tento spotřebič vrátane jeho príslušenstva používajte iba na účel, na ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto návode. Spotřebič je určený len pre čistenie zubov, ďasien a jazyku. Spotřebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.
- **VAROVANIE:** Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu, existuje riziko poranenia.
- Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotřebiča (napr. **poranenie**) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotřebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení.

## II. OPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV (OBR. 1)

### A — Telo kefy

- A1 — tlačidlo zap./vyp. + prepnutie režimu (POWER; ON / OFF)
- A2 — indikátor aktívneho režimu
- A3 — svetelná kontrolka akumulátora

### B — Kefka (2 ks súčasťou balenia)

- B1 — hlava kefy
- B2 — farebný krúžok pre rozlíšenie užívateľa

### C — Nabíjacia základňa

- C1 — napájací kábel

### D — Ochranné cestovné nabíjacie púzdro s Sanitízérom

- D1 — UV svetlo
- D2 — ochranné véko
- D3 — priestor pre uloženie kefy
- D4 — výstupok nabíjacej základne
- D5 — svetelná kontrolka Sanitízéru
- D6 — zdierka USB pre napájanie

### E — Kábel mikro USB \*

**Pozn.** Náhradné kefy (**B**) a UV svetlo (**D1**) môžete zakúpiť pod objednávacím číslom ETA 070790100, ETA 070790200 (soft) a ETA 470700020.

\* Kábel mikro USB: K tomuto kábelu USB môžete pripojiť zdroj s USB (napr. sieťový adaptér pre striedavý prúd alebo záložný zdroj energie apod.).

### III. POKYNY K OBSLUHE

Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte spotrebič aj s jeho príslušenstvom. Pred prvým použitím opláchnite časti, ktoré prídu do styku s ústnou dutinou, v čistej teplej pitnej vode.

#### Nabíjanie kefy cez základňu (**C**)

Tento spotrebič je vybavený bezkontaktným (indukčným) systémom nabíjania, ktorý funguje na princípe prenosu energie cez elektromagnetické pole. Nie je preto nutné priame spojenie s napájacím káblom, čím je nabíjanie pohodlnejšie a vďaka zvýšenej izolácii (IPX7) tiež bezpečnejšie. Najprv pripojte nabíjaciu základňu k el. sieti a potom telo kefy (**A**) postavte na valcovitý výstupok v nabíjacej základni (**C**). Nabíjanie je signalizované blikaním kontrolky (**A3**). Hneď ako je akumulátor nabitý, kontrolka (**A3**) svieti. Pre plné nabitie akumulátora je nutné spotrebič ponechať nabíjať približne 11 hodín. V závislosti na použítom režime čistenia poskytne plne nabitá batéria dobu chodu približne 2 - 3,5 hodiny, čo pri používaní 2x denne 2 minúty zodpovedá približne 1 - 2 mesiacom.

**Pozn.** Hoci môžete kefku nabíjať až po jeho vybití, v rámci zachovania optimálnej životnosti akumulátora ho odporúčame nabíjať v pravidelných intervaloch (napr. Po 2-3 týždňoch používania).

#### Nabíjaciu stanicu môžete používať v nasledujúcich variantách (obr. 2):

- a) cestovné nabíjacie púzdro (viac skladné, vhodné pre cestovanie),
- b) nabíjacia základňa (vyššia stabilita, vhodné pre domáce použitie); zostavte podľa detailu v obr. 1.

#### Nabíjanie kefy cez púzdro (**D**), (obr. 2B):

– Pred nabíjaním sa uistite, že napätie a prúd externého elektrického zdroja je **5 V / 600 mA** (Poznámka: udávaná prúdová záťaž je minimálna, môže byť aj vyššia).

- 1) Uistite sa, že je z spotrebič vypnutý.
- 2) Zapojte priložený nabíjací USB kábel (**E**) do nabíjacie zdierky (**D6**) púzdra a pripojte druhý koniec do kompatibilného sieťového adaptéra na striedavý prúd alebo k záložnému zdroji energie.
- 3) Nabíjanie je signalizované blikaním kontrolky (**A3**).
- 4) Hneď ako je akumulátor nabitý, kontrolka (**A3**) svieti. Teraz odpojte adaptér z el. zásuvky alebo záložného zdroja energie a až potom konektor z púzdra.



### Upozornenie

- Počas prevádzky kontrolka **A3** svieti, hneď ako bude akumulátor vybitý a bude potrebné ho znovu nabiť, začne táto kontrolka blikať.
- Pri prvom nabíjaní, alebo pokiaľ nebol spotrebič nabíjaný viac ako 3 mesiace, je nutné spotrebič nabíjať 24 hodín.
- **Pri pravidelnom nabíjaní neprekračujte odporúčanú dobu nabíjania (11 hodín)!**
- Nabíjacia základňa / púzdro slúži zároveň ako stojan / úložný priestor, na ktorý si môžete po použití kefkou postaviť / uložiť. Nezapájajte ju však do el. siete, ak nechcete kefkou nabiť. Nabíjaciu základňu / púzdro nenechávajte neustále pripojenú k el. sieti!
- Nenechávajte v púzdre zapojený USB kábel.
- Pri nabíjaní sa spotrebič mierne zahrieva, to je však normálne a nie je to chyba.
- Uvedená doba chodu je len orientačná. Závisí od stavu daného akumulátora, okolitej teploty, jeho veku, spôsobu nabíjania pod.

### POUŽITIE

Pred použitím spojte jednoduchým nasunutím kefkou (**B**) s telom kefkou (**A**) (Vid' obr. 1). Medzi telom kefkou (**A**) a farebným krúžkom (**B2**) zostane malá medzera, čo nepredstavuje poruchu. Pri odobratí kefkou postupujte opačným spôsobom. Spotrebič nezapínajte, pokiaľ nemá nasadenú kefkou!

Namočte kefkou a naneste na ňu malé množstvo zubnej pasty. Potom kefkou priložte k zubom v miernom uhle voči ďasnám (vid' obr. 4) a zapnite ľubovoľný režim stlačením tlačidla zapnutia / prepnutia režimu (**A1**). Miernym tlakom a pomaly pohybujte kefkou pozdĺž zubov tam a späť, aby ste nevynechali žiadnu časť ani zub. U každého zuba zostaňte približne 2 - 3 sekundy. Doba chodu kefkou je obmedzená na 2 minúty, čo zodpovedá odborníkmi odporúčanému času čistenia. Ak budete chcieť v čistení pokračovať, jednoducho kefkou zapnite znova. Čistenie každej časti úst (kvadrantu) by malo trvať približne 30 sekúnd (vid' obr. 5); na uplynutie tejto doby a na zmenu kvadrantu vás upozorní krátke prerušenie chodu kefkou.

### Poznámky

- Ak je toto vaša prvá sonická kefkou a nemáte s touto technológiou čistenia skúsenosť, môže vám chvíľu trvať, kým si zvyknete na špecifické vibrácie tj. brnenie. Väčšina užívateľov však dodáva, že si na túto skutočnosť po pár čistení rýchlo zvykne a čistenie sa pre nich stalo úplne prirodzené.
- Na zuby nevyvíjajte prílišný tlak.
- Kefkou môžete používať tiež ak máte fixné rovnátka, fazety, korunky a pod. Vedzte však, že pri používaní na rovnátka sa štetinky kefkou rýchlejšie opotrebojú.
- Po 3 mesiacoch používania odporúčame vymeniť kefkou (**B**) za novú. Kefkou vymeňte aj skôr, ak pozorujete výrazné opotrebovanie či jej poškodenie.

## Ovládanie tlačidla zapnutia / prepnutia režimu A1

Prvým stlačením tlačidla sa kefka zapne do režimu **C**. Ak do 3 sekúnd stlačíte tlačidlo znova, prepne sa kefka do režimu **S**. Opätovným stlačením do 3 sekúnd potom režim **M**. Ďalším stlačením kefku vypnete. Kefka sa vypne aj vtedy, ak stlačíte tlačidlo (**A1**) aj v režime **C / S** po uplynutí 3 sekúnd od jej aktivácie.

### Režimy čistenia:

- 1) režim **C** - štandardne intenzívny režim pre bežné čistenie zdravých zubov,
- 2) režim **S** - šetrný režim pre citlivé zuby či časti úst; odporúčame používať pri zvýšenej citlivosti zubov, odhalených krčkoch, paradentóze, implantátoch a iných zubných náhradách,
- 3) režim **M** - pulzačný režim pre šetrné masírovanie ďasien.

Aktivácia zvoleného režimu je signalizovaná rozsvietením jej indikátora (**A2**).

### UV sanitizér

Súčasťou nabíjacieho púzdra (**D**) je aj dezinfekčný komora, v ktorej prebieha pomocou UV svetla dezinfekcia použitých zubných kefiek (**B**). UV svetlo dokáže zahubiť až 99,9 % baktérií, ktoré by mohli spôsobovať ťažkosti vo vašej ústnej dutine. Do priestoru (**D3**) vložte použité kefky (**B**) smerom štetinkami k UV lampe. Sanitizér aktivujete jednoduchým uzavretím ochranného veka (**D2**) v prípade, že je nabíjacie púzdro (**D**) pripojené k napájaniu, alebo zapojením nabíjacieho púzdra (**D**) k napájaniu (ak je veko uzavreté). UV žiarovka svieti približne 10 minút, potom sa automaticky vypne.

#### Poznámka

- UV žiarovka má dlhú životnosť, ak by napriek tomu prestala svietiť, alebo sa rozbila, nahraďte ju novou ETA 470700020, postupujte podľa obr. 6 — 10).
- Svit UV svetla môže byť horšie viditeľný v dobre osvetlených priestoroch.

## IV. ČISTENIE A ÚDRŽBA

**Pred údržbou nabíjacej základne (C) ju najprv odpojte od el. siete. V rámci zachovania maximálnej hygieny použitej kefky (B) po každom použití dezinfikujte Sanitizérom pomocou UV svetla!** Hlavu kefky (**B1**) aj telo kefky (**A**) opláchnite pod tečúcou vodou, telo kefky potom utrite vlhkou handričkou. Vlhkú handričku použite tiež na nabíjaciu základňu a jej kábel. Telo kefky (**A**), ani nabíjaciu základňu (**C**) nikdy neponárajte do vody. Na čistenie tiež nepoužívajte umývačku riadu a hlavu kefky (**B**) neumývajte vo vode teplejšie ako 65 °C! Pred opätovným použitím nechajte telo kefky (**A**) aj nabíjaciu základňu (**C**) s káblom riadne vysušiť.

Spotrebič i so všetkým príslušenstvom skladujte na suchom, bezprašnom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb. Telo kefky a kefky môžete skladovať vo vnútri púzdra.

## V. EKOLÓGIA



Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobkov ich odovzdajte na k tomu určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Tento spotrebič má dobíjaciu akumulátorovú batériu Li-ion s dlhou životnosťou. Po skončení životnosti spotrebiča vybitú batériu demontujte a zlikvidujte prostredníctvom špeciálnych zberných sietí. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

### Vybratie akumulátora

Akumulátor z prístroja vyberte iba po úplnom vybití.

Postup vybratia akumulátora je znázornený na obr. 11:

1. Pomocou skrutkovača odstráňte kryt skrutky a skrutku povoľte.
2. Uchopte telo kefky (**A**) vrchnou stranou nadol, stlačte nabíjaciu časť (viď šípky v obr.) a odoberte 2 háčiky, ktoré držia vnútorné komponenty tela kefky (**A**).
3. Pomocou skrutkovača vyberte akumulátor zo svojho uloženia.

## VI. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie (V)	uvedené na typovom štítku výrobku
Hmotnosť (kg) cca	0,32
Spotrebič / nabíjací základňa / puzdro triedy ochrany	III. / II.
Rozmery kefky (dxhvx), (mm):	224 x 77,5 x 41,5

**Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu výrobku je vyhradená výrobcom. Výmenu súčiastok, ktorá vyžaduje zásah do elektrických častí spotrebiča, musí vykonať špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!**

Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke +420 545 120 545 alebo na internetovej adrese [www.eta.sk](http://www.eta.sk).

**UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBIČI, OBALOCH ALEBO V NÁVODE:**

**HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných tekutín.**



**TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. —**

**Nebezpečenstvo udusenía. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.**

Symbol  znamená UPOZORNENIE.

**Sonic toothbrush with travel charging case and UV sanitizer**

**eta 4707**

**SONETIC**

## INSTRUCTIONS FOR USE

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

### **I. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS**



- Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any other user of the appliance.
- Please check if the voltage specified on the rating plate complies with the voltage in your electrical socket (this product is designed to operate within a range of 100-240 volts). The charging base must be connected to electric socket in the electrical mains complying with the applicable standards.
- **This product is not intended for children under 3.**  
Children at the age of 3 to 14 and persons with limited physical, sensory or mental capabilities may only use the toothbrush if they are supervised or have been instructed of the use of the appliance in a safe manner and understand possible risks. Children must not play with the appliance. Children must not perform cleaning and maintenance intended to be performed by users, unless they are older than 8 years and are under supervision. Children under 8 years of age must be kept out of reach of the appliance and its charging base.
- If the charging base / charging case or its power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service technician or a person with similar qualification, to prevent occurrence of hazardous situation.
- The connected charging base / charging case must not be used at the places where it could fall in bathtub, sink or swimming pool. If it falls into water yet, do not take it out! First disconnect the appliance from the electrical socket, and then take it out from water. In such cases bring the application to the repair shop to verify its safety and correct functions.

- Never use the appliance if the charging base / case, power cord or plug is damaged, if it operates incorrectly, fell on ground or is damaged, or if the charging base fell into water. In such cases bring the appliance to the specialised repair shop to verify its safety and correct functionality.
- For additional protection we recommend installing a protective switch (RCD) in the electrical circuitry of the bathroom, with the nominal actuating current not exceeding 30 mA. Ask an inspecting technician or an electrician for advice.
- If UV bulb is broken, leave the room for at least 30 minutes, and then ventilate it thoroughly. Do not touch the mercury with unprotected hands (particularly if you are pregnant!).
- If UV light is on even when the lid is open, immediately disconnect the charging case from the mains, stop using the appliance and bring it to the service centre to verify its proper operation. Do the aforementioned also in the case that the lid is damaged, and direct exposure to UV light is imminent. The lid is specially designed to block ultraviolet radiation, therefore the lid must remain clean, undamaged and operable.
- Do not touch UV bulb during operation (or shortly thereafter), as the bulb is hot.
- In order to prevent overexposure to ultraviolet light, people and domestic animals must stay at the distance of at least 30 cm from the case when UV lamp is on. Never look directly into UV light, and avoid being too close with your face or skin to UV lamp when the light is turned on. UV light may cause burns to eyes and skin.
- The appliance is only intended for individual use at home for personal oral cavity care! It is not intended for commercial use, for more than one patient in dentist's consulting rooms or in any other healthcare facilities!
- The charging base provided with appliance is only designated for this appliance. Do not use it for other purposes. Only use the provided charging base for this appliance, do not use other types of charging base for recharging (for example from other appliance).
- Do not use the application in exterior or where aerosol products are used (such as **sprays**), or where oxygen is handled.
- **Do not use the charging base during bathing.**
- Guarantee of 24 months does not apply to decrease in the accumulator's effective capacity caused by its use or age. Effective capacity gradually decreases depending on the method of use of the accumulator.
- Do not plug or unplug the charging base power cord to/from the electrical socket with wet hands!
- **Never immerse the charging base / charging case in water or other liquids (not even partially) and do not wash it under running water!**

- Do not insert the appliance or its accessories in any body cavities, except for oral cavity.
- The appliance is not designed to care for animal teeth.
- Only use the charging base at horizontal position at places where overturning is not imminent, and in a sufficient distance from heat sources (such as **stove, fireplace, or heat radiators**).
- Clean the accessories after each use. Failure to adhere to this instruction might cause worsening your state of health, because without disinfection, spread of mildew and bacteria is supported.
- Charge the accumulator at the normal room temperature. Do not expose the accumulator to temperatures higher than 50 °C to prevent causing damage to the accumulator.
- The accumulator must not be removed when the appliance is normally used. Only remove the accumulator if the appliance is to be discarded (see article **V. ECOLOGY**).
- **Do not leave the appliance unattended!**
- Protect the appliance from dust, chemicals, toiletries, liquid cosmetics, large fluctuations in temperature, and direct sunshine.
- **WARNING:** Do not use the appliance with a program, time switch or any other part that turns the appliance on automatically.
- Do not attempt to repair the appliance by yourselves.

## **SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS**

- If you have unpleasant feeling in your mouth or if you feel pain during the cleaning, stop using the appliance and contact your dentist. Contact the dentist also in the case that you have any doubt about use of the appliance in your individual case.
- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or other bicarbonate (frequently used in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush and its handle after use to prevent damaging the appliance.
- Do not use the appliance in care for children, incapacitated persons or persons who are unable to express their feelings.
- **If you have undergone tooth or gum operation recently, suffered long-term problems with your teeth or were subject to extensive medical interventions in the last 2 months, or if you suspect problems of dental character (with fillings, crowns, etc.), consult your dentist before using the appliance.**
- **If you experience any health troubles (for example considerable bleeding, or if any bleeding persists even after 2 weeks of use of the brush), stop using the appliance and contact your physician for consultation.**
- The appliance complies with the safety standards for electromagnetic radiation. However if you use any of the following devices: cardiostimulator, electrocardiograph or other medical device implanted in your body or used as a support, consult your physician or the implant manufacturer before use.

- For hygienic reasons do not share the toothbrush with another person or more persons. Infections could spread or oral cavity inflammation could be initiated.
- The charging base power cord must not be damaged by sharp or hot items or open flame, and they must not be immersed in water or bent over sharp edges. They must not freely hang over the desktop edge within reach of children.
- If you need to use an extension cord, it has to be uncorrupted and it has to comply with the valid standards.
- Regularly check the condition of the charging base power cord.
- Only use the appliance with the original accessories designated for the respective type. Do not use damaged/deformed adapters.
- Only use this appliance including its accessories for the designated purpose as described in this instruction manual. The appliance is only designed for cleaning teeth, gums and tongue. Never use the appliance for any other purpose.
- **WARNING:** There is a risk of injury in case of incorrect use (not in accordance with the manual) of the appliance.
- All text in other languages and pictures shown on the packaging, or the product itself, are translated and explained at the end of this language mutation.
- The producer does not undertake any responsibility for damage caused by improper use of the appliance (e.g. **injury etc.**) and its guarantee does not cover the appliance in the case of failure to comply with the safety warning above.

## II. DESCRIPTION OF FEATURES (FIG. 1)

### A – Brush body

- A1 – ON/OFF switch + mode switch (POWER; ON/OFF)
- A2 – active mode indicator
- A3 – battery indicator light

### B – Brush (2 pieces included)

- B1 – brush head
- B2 – coloured ring to distinguish users

### C – Charging base

- C1 – power cable

### D – Travel charging case and UV sanitizer

- D1 – UV light
- D2 – protective lid
- D3 – storage space for brushes
- D4 – charging base projection
- D5 – UV sanitizer indicator light
- D6 – Power USB slot

### E – Micro-USB cable \*



**Note:** Replacement brushes (**B**) and UV light (**D1**) can be purchased under order number ETA 070790100, ETA 070790200 (soft) and ETA 470700020.

\* **Micro-USB cable:** Use AC power adapter with USB or mobile power.

### III. INSTRUCTIONS FOR USE

Remove all packaging materials and take out the appliance and any accessories. Parts which come in contact with the oral cavity must be rinsed in warm drinking water before first use.

#### **Charging the brush with the base (C)**

This appliance is equipped with a contactless (induction) charging system which works on the principle of energy transfer through an electromagnetic field. No direct connection with the power cable is required which makes charging more convenient and thanks to the enhanced insulation (IPX7) also safer.

Connect the charging base to the mains first and place the brush body (**A**) onto the cylindrical projection in the charging base (**C**). The charging procedure is signalled by a flashing (**A3**) LED indicator. When the battery is fully charged, the (**A3**) LED indicator is lit. For a full charge, the battery needs to be charged for approximately 11 hours. Depending on the cleaning mode used, a fully charged battery will provide approximately 2-3.5 hours of operation which corresponds to about 1-2 months when used twice a day for two minutes.

**Note: Although the brush should not be charged before it is fully discharged, we recommend charging it at regular intervals (e.g. after 2-3 weeks of use) in order to ensure optimum battery life.**

**You can use the charging station as follows (Fig. 2):**

- a) charging base on its own (spacing-saving, suitable for travelling),
- b) charging base in a stable stand (increased stability, suitable for use at home); assemble as per Fig. 1.

#### **Charging the brush with the case (D), (Fig. 2B)**

– Please confirm the voltage of the external electric device is **5 V / 600 mA** (at least) before charging it.

- 1) Make sure the appliance is off.
- 2) Put the provided charge micro-USB cable (**E**) into the charge slot (**D6**) of case, connect the other charger compatible AC wall adapter or mobile power.
- 3) The charging procedure is signalled by a flashing (**A3**) LED indicator.
- 4) When the battery is fully charged, the (**A3**) LED indicator is lit. Unplug the adaptor from the wall socket first and only then unplug the connector from the case.

### Caution

- During operation, the **(A3)** LED indicator is lit, when the battery of the accumulator is low and it needs to be recharged, the LED indicator starts flashing.
- When charged for the first time, or if the appliance was not in use for more than 3 months, it needs to be charged for 24 hours.
- **Do not exceed the recommended time of charging (11 hours) during regular charging!**
- The charging base / case also serves as a stand where you can place the brush after use. However, do not connect the base / case to the mains unless you wish to charge the brush. Do not leave the charging base / case connected to the mains permanently!
- Do not leave the USB cable permanently plugged in the case.
- The appliance warms up during charging, but this is normal and not a defect.
- The operating time is only approximate. The time depends on the condition of the battery, ambient temperature, age, method of charging, etc.

### USE

Before use, slide the brush **(B)** onto the brush body **(A)** to connect them (See Fig. 1). A small gap will remain between the brush body **(A)** and the coloured ring **(B2)** which is not a defect. To remove the brush, proceed the other way round. Do not switch on the appliance without the brush attached!

Moisten the brush and apply a small amount of toothpaste on it. Put the brush to the teeth at a slight angle towards the gums (see Fig. 4) and switch on any mode by pressing the mode on/switch button **(A1)**. Move the brush slowly along the teeth back and forth, applying a slight pressure, so as not to miss any tooth or area in the mouth. Clean each tooth for about 2-3 seconds.

The brush operating time is limited to 2 minutes which corresponds to the time for cleaning recommended by experts. If you wish to continue cleaning, simply switch on the brush again. Each part of the mouth (quadrant) should be cleaned for about 30 seconds (see Fig. 5); A short interruption of the brush operation will prompt you to move to another quadrant after this time elapses.

### Notes

- If this is your first sonic toothbrush and you have not had any experience with this cleaning technology, it might take you a while to get used to the specific vibration (tingling). However, most users say that they got used to it quickly after a few uses and cleaning became perfectly natural for them.
- Do not apply excessive pressure on your teeth.
- You can also use this brush when you have fixed braces, facets, crowns, etc. However, please bear in mind that if the brush is used with braces, the brush bristles are subject to more wear.
- We recommend that you replace the brush **(B)** with a new one after 3 months of use. However, if the brush is showing signs of significant wear or damage.

### Mode on/switch button control A1

When you press the button once, the brush switches on in mode **C**. If you press the button again within 3 seconds, the brush will switch to mode **S**. If you press the button repeatedly within 3 seconds, the brush will switch to mode **M**. When you press the button again, the brush will switch off. The brush will also switch off if you press the button (**A1**) in mode **C/S** after 3 seconds after its activation.

### Cleaning modes:

- 1) **C** mode - standard intensive mode for regular cleaning of healthy teeth,
- 2) **S** mode - gentle mode for sensitive teeth or mouth parts; recommended in case of increased sensitivity of teeth, exposed necks, periodontitis, implants and other dentures,
- 3) **M** mode - pulse mode for gentle gum massaging.

Activation of the mode selected is indicated by the indicator (**A2**) coming on.

### UV sanitizer

The charging case (**D**) features a disinfection chamber where used toothbrushes (**B**) are disinfected with UV light. UV light can eliminate up to 99,9 % of bacteria which might otherwise cause trouble in your mouth. Put used brushes (**B**) into storage space for brushes (**D3**), the bristles pointing towards the UV lamp. The sanitizer is activated when you simply close the protective lid (**D2**) when the charging case (**D**) is connected to the mains, or when you connect the charging case (**C**) to the mains (provided that the protective lid is closed). The UV lamp is on for about 10 minutes and switches off automatically after this time.

#### Note

- The UV lamp has a long service life. However, if it stops working or gets damaged, replace it with a new one (of identical type ETA 470700020), proceed according to Fig. 6 -10.
- It might be more difficult to see the UV light in well-lit areas.

## IV. CLEANING AND MAINTENANCE

**Before performing maintenance of the charging base (C), unplug it from the mains first! For maximum hygiene, disinfect used brushes (B) after each use in the sanitizer using the UV light!** Rinse the brush head (**B1**) and the brush body (**A**) under running water and wipe the brush body with a damp cloth. Use the damp cloth to wipe the charging base and its cable as well. Never immerse the brush body (**A**) or the charging base (**C**) in water! Do not use a dishwasher for cleaning! Allow the brush body (**A**), the charging base (**C**) and the cable to dry properly before re-use.

Store the appliance and all the accessories in a dry, dust-free and safe place, out of reach of children and incapacitated persons. The brush body and brushes can also be stored inside the case.

## V. ENVIRONMENTAL PROTECTION



If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing, components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper disposal of the product, hand it over at special collection places where it will be taken over free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could be the possible consequences of improper waste disposal. Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national regulations. This appliance is equipped with a Li-ion battery with long life. For environmental protection it is necessary to remove the battery from the appliance after its service life and the battery and the appliance must be disposed of safely using special collection networks. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site.

### Removing the battery

Remove the battery from the appliance only when completely discharged.

The procedure for removing the battery is shown in Fig. 11:

1. Using a screw-driver, remove the screw cover and loosen the screw.
2. Hold the brush body (A) upside down, press the charging part (see arrows in the figure) and remove the 2 hooks which hold the inner components of the brush body (A).
3. Remove the battery from the compartment using a screw-driver.

## VI. TECHNICAL DATA

Voltage (V)	shown on the type label of the appliance
Weight (kg) approximately	0.32
Appliance/Adapter/Case Protection Class	III./II.
Size toothbrush, (mm):	224 x 77.5 x 41.5


The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and accessories for the respective models. Expert service must do the large maintenance or to intervene into inside parts of the appliance! Non-observance of the instructions of the manufacturer cancels the right for guarantee repair!

### WARNINGS AND SYMBOLS USED ON THE APPLIANCE, PACKAGING OR IN THE INSTRUCTIONS MANUAL:

*HOUSEHOLD USE ONLY; DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS;*



*TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.*

The  symbol indicates a WARNING.

eta 4707

SONETIC

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a jótállási jeggyel, pénztári bizonylattal, ill. lehetőleg a termék csomagolásával és a csomagolás belső részeivel együtt.

## I. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



- Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékaként és juttassa el azt a készülék bármilyen további felhasználójának.
- Ellenőrizze, hogy a specifikációs címkén lévő feszültség megfelel-e az otthoni elektromos konnektorban lévő feszültségnek (100 - 240 V)! Csak olyan konnektorba dugja be a töltőbázis kábelét, amely minden szabványnak megfelel!
- A készüléket nem használhatják 3 évnél fiatalabb gyerekek! A fogkefét 3 – 14 éves gyerekek, fizikális, vagy mentális fogyatékkal élő személyek, vagy kevés tapasztalattal rendelkező emberek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt vannak, vagy kaptak felvilágosítást a készülék biztonságos használatáról és megértették az esetleges veszélyeket! A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel! A tisztítást és karbantartást csak 8 évnél idősebb gyerekek végezhetik el, felügyelet alatt! 8 évnél fiatalabb gyerekek legyenek mindig a készüléktől és töltőbázisától távol!
- Ha a töltőbázis/védőtok vagy tápkábele megsérült, csak a gyártó, szakember, vagy hasonló tudással rendelkező ember cserélheti ki, ellenkező esetben vészhelyzet léphet fel!
- Szerelés, vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a bázis / védőtok tápkábelét!
- A csatlakoztatott bázist /védőtok nem szabad olyan helyeken használni, ahol beleeshet a kádba, mosdóba, vagy medencébe! Ha mégis beleesik, ne vegye azt ki! Először húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózatból és csak utána vegye ki a bázist / védőtok a vízből! Ha ilyen eset előfordul, vigye a készüléket szakszervizbe, a működés és biztonság ellenőrzése érdekében!

- Soha ne használja a készüléket, ha a töltőbázisa / védőtok, tápkábele megsérült, nem működik megfelelően, leesett és megsérült, vagy a bázis beleesett a vízbe! Ilyen esetekben vigye el a készüléket szakszervizbe, a működés és biztonság ellenőrzése érdekében!
- További védelem biztosításához javasoljuk, hogy az áramkörbe telepítsen áramvédőt, nem magasabb, mint 30 mA árammal! Tanácsért forduljon szakemberhez!
- Abban az esetben, ha az UV égő eltörik, azonnal hagyja el a szobát legalább 30 percre, majd alaposan szelőztessen ki! Ne érjen a higanyhoz (elsősorban terhes nőkre vonatkozik!)
- Ha az UV fény akkor is világít, ha nyitva van a fedél, azonnal húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózathoz, ne használja tovább a készüléket és vigye azt szervizbe a megfelelő funkció ellenőrzéséhez! Abban az esetben is járjon el így, ha a fedél, sérült meg és az UV fény kifelé világíthat! A fedelet úgy tervezték, hogy blokkolja az UV fényt, ezért tiszta, sérülésmentes és működőképes kell, hogy maradjon!
- Ne érintse meg az UV égőt működés közben (utána se), mert forró!
- Annak érdekében, hogy az UV fényvel való túlexponálás ne történjen meg, az emberek és házi állatok 30 cm távolságot kell, hogy tartsanak a világító UV lámpától! Soha ne nézzen egyenesen bele az UV fénybe és arccal, vagy bőrével ne közelítse azt, miközben világít! Az UV fény égési sérülést okozhat!
- A készüléket otthoni használatra tervezték, személyi szájápoláshoz! A készüléket nem szabad üzleti céllal használni, nem használhatja például több páciens a fogorvosnál, illetve nem használható más egészségügyi létesítményekben sem!
- A töltőbázis / védőtok csak ehhez a készülékhez használható, ne használja azt más céllal! A készülékhez csak a hozzátartozó töltőbázist / védőtok használja, ne töltsen a készüléket más töltőbázissal / védőtok (pl. **más készülékhez tartozó bázissal**)!
- Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol aeroszolatot, vagy oxigént használnak!
- **Ne használja a töltőbázist / védőtok fürdés közben!**
- A 24 hónapos garancia nem érvényes a rendszeres használat általi, vagy a már hosszú életkor miatt fellépett akkumulátor kapacitásának csökkenésére. Az akkumulátor kapacitása automatikusan csökken az akkumulátor használatától függően.
- A töltőbázis kábelét ne dugja be és ne húzza ki nedves kézzel!
- **A töltőbázist soha ne merítse vízbe, vagy más folyadékba (részben se) és ne mossa folyó víz alatt!**
- A készülékkel nem szabad állati fogakat tisztítani!
- A töltőbázist / védőtok vízszintes pozícióban használja olyan helyeken, ahol a leesés veszélye nem áll fenn, megfelelő távolságban a hőforrásoktól (pl. **kályha, kandaló, hőszigetelők**)!

- Használat után mindig tisztítsa meg a tartozékokat! Ennek az utasításnak a be nem tartása egészségügyi problémákat okozhat, a baktériumok és penész miatt! Mindig végezze el a fertőtlenítést!
- Ne hagyja a készüléket működni felügyelet nélkül!
- Az akkumulátorok töltése szobahőmérsékleten történjen! Ne tegye ki az akkumulátorokat 50 °C-nál melegebb hőmérsékletnek! Ezzel elkerülheti az akkumulátorok károsodását!
- A rendeltetésszerű használat közben ne vegye ki az akkumulátorokat! Csak a készülék megsemmisítése előtt vegye ki az akkumulátorokat (lásza **V. Fejezetet – ÖKOLÓGIA**)!
- Védje a készüléket portól, kémiai szerektől, túlzott nedvességtől, folyékony kozmetikai cikkektől, nagy hőmérséklet változásoktól és ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárnak!
- A készüléket és annak tartozékait ne dugja be semmilyen testnyílásba, a száj kivételével!
- **FIGYELEM:** Ne használja a készüléket olyan programmal, időkapcsolóval vagy bármely olyan alkatrészsel összekapcsolva, amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják.
- Ne próbálja a készüléket egyedül javítani!

## **SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

- Ha fogtisztítás közben nagyobb fájdalom, vagy kellemetlen érzés jelentkezik, hagyja abba a készülék használatát és forduljon fogorvoshoz!  
Akkor is forduljon fogorvoshoz, ha bármilyen kérdése lenne a készülék használatával kapcsolatban!
- Ha a fogkrém amelyet használni fog peroxidot, étkezési szódabikarbónát, vagy más bikarbonát tartalmaz (gyakori a fogfehérítő fogkrémeknél), használat után mindig alaposan tisztítsa meg a fogkefét és fogantyúját annak érdekében, hogy a készülék ne károsodjon!
- A készüléket nem használhatják gyerekek, magatehetetlen személyek, vagy olyan személyek, akik nem képesek az érzéseiket kifejezni!
- **Ha Önnek a közeljövőben inymütéte volt, hosszútávú fogproblémákkal küzd, vagy az utolsó 2 hónapban súlyos beavatkozáson esett át, illetve gyakori fogproblémái vannak, akkor használat előtt konzultáljon a fogkefe használatáról fogorvosával!**
- **Ha bármilyen egészségügyi problémák lépnek fel (pl. erős vérzés, vagy ha a vérzés 2 hét után sem áll el), hagyja abba a készülék használatát és forduljon fogorvosához tanácsért!**
- A készülék megfelel az elektromágneses berendezésekről szóló biztonsági előírásoknak. Ha Ön használ pl. pacemakert, elektrokardiográfot, vagy más, emberi testbe beépített berendezést, akkor a fogkefe használata előtt forduljon fogorvosához, vagy a beépített berendezés gyártójához!
- Higiéniai okokból ne használjon egy fogkefét több ember!  
Ellenkező esetben szájfertőzést kaphat!
- A töltőbázis tápkábele ne sérüljön meg éles, vagy forró tárgyak, illetve nyílt láng

- által, tilos azt vízbe meríteni és erősen meghajlítani! A tápkábel ne lógjon le a munkalapról, mert a gyerekek úgy könnyen elérhetik azt!
- A hosszabbító vezeték használatakor fontos, hogy az ne legyen sérült és megfeleljen az érvényes szabványoknak.
  - Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel és a töltőbázis állapotát!
  - A készüléket csak az eredeti, ehhez a típushoz javasolt tartozékokkal használja! Ne használjon sérült/deformált tartozékokat!
  - A készüléket és tartozékait csak olyan céllal használja, amire az tervezve lett és ahogy a használati utasításban le van írva! A készüléket csak a fogak, fogínyek és nyelv tisztításához szabad használni! Soha ne használja a készüléket más céllal!
  - **FIGYELEM:** olyan készülék használata, amely nem egyezik meg a használati utasítással, esetén a sérülés veszély léphet elő.
  - A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen nyelvű szövegek és képek magyarázata és fordítása a nyelv mutációjának végén található.
  - A gyártó nem felel a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért (pl. **sérülések stb.**) és nem felelős a készülék jótállásáért a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén.

## II. KEZELŐELEMELÉK LEÍRÁSA (1. ÁBRA)

### A – A kefe teste

- A1 – bekapcsoló/kikapcsoló nyomógomb + rezsím átkapcsoló (POWER; BE/KI)
- A2 – az aktív rezsím kijelzője
- A3 – akkumulátor fényjelzője

### B – Kefe (2 db-ot a csomagolás tartalmaz)

- B1 – a kefe fej
- B2 – színes gyűrű a felhasználó megjelölésére

### C – Töltőegység

- C1 – csatlakozó kábel

### D – Utazási védőtok töltőberendezés és szanitizerrel

- D1 – UV jelzőfény
- D2 – védőborító
- D3 – fogkefe tároló hely
- D4 – kiemelkedés a töltőberendezéshez
- D5 – szanitizerrel fényjelzője
- D6 – töltő aljzat Micro USB

### E – Micro-USB kábelt \*

**Megj.** Tartalék fogkefeket (**B**) és UV jelzőfényt (**D1**) az ETA 070790100, ETA 070790200 (soft) és ETA 470700020 rendelési szám szerint vásárolhat.

\* Micro USB kábelt: USB porttal / hálózati adapterrel USB-n keresztül vagy tartalék energia forrás.



### III. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

Távolítson el minden csomagolóanyagot, majd vegye ki a készüléket és tartozékait. Az első használatbavétel előtt öblítse le azokat a részeket, amelyek a szájüreggel érintkeznek, tiszta meleg ivóvízzel.

#### A kefe feltöltése – töltőegység (C)

Ez a készülék egy érintkezés nélküli (indukciós) töltési rendszerű, ami az elektromágneses erőterén át történő energiaátvitel elvén működik. Ezért nem szükséges a közvetlen kapcsolat a töltőkábellel, ezzel a feltöltés kényelmesebb és a fokozott szigetelésnek köszönhetően (IPX7) biztonságosabb is. Először csatlakoztassa a töltőberendezést az el. hálózathoz, majd a kefe testjét (A) állítsa fel a töltőberendezés hengeres részéhez (C). A töltést az (A3) fényjelző villogása jelzi. Az akkumulátor feltöltése után az (A3) fényjelző világít. Az akkumulátor teljes feltöltéséhez a készüléket mintegy 11 órán át kell feltölteni. Az alkalmazott tisztítási módtól függően a teljesen feltöltött akkumulátor körülbelül 2-3,5 órás működési időt biztosít, ami a naponta 2x2 perces használatnál kb 1-2 hónapi működési időnek felel meg.

**Megj. Annak ellenére, hogy a fogkefét annak teljes lemerülése után ismét feltöltheti, de az optimális akkumulátor élettartam megőrzésére javasoljuk azt rendszeres időközönként feltölteni (pl. 2-3 heti használat után).**

#### A töltőállomást az alábbi változatokban használhatják (2. sz.ábra):

- különálló töltőállomás (jobban tárolható, utazásokkor jól használható)
- a töltőberendezés egy stabil állványban helyezkedik el (nagyobb stabilitás, házi használatra alkalmas); Összeállítását az 1. ábra részlete szerint végezze.

#### A kefe feltöltése – védőtok (D), (2B. sz.ábra)

– Töltés előtt ellenőrizze, hogy az elektromos berendezés feszültsége **5 V / 600 mA** (legalábbis).

- Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva!
- Dugja be a micro-USB kábelt (E) a védőtok lévő aljzatba (D6)! Másik végét dugja be a megfelelő más töltő konnektorba vagy tartalék energia forrás.
- A töltést az (A3) fényjelző villogása jelzi.
- Az akkumulátor feltöltése után az (A3) fényjelző világít. Húzza ki az adaptert az elektromos hálózathoz és csak utána húzza ki a konnektort a védőtok lévő.

#### Figyelmeztetés

- Működés közben az (A3) fényjelző világít. Ha az akkumulátor lemerül és szükségessé válik azt újra feltölteni, a fényjelző elkezd villogni.
- Az első feltöltéskor, vagy akkor, ha a készülék három hónap alatt nem került feltöltésre, akkor a készüléket 24 órán át kell feltölteni.
- Rendszeresen végzett töltéskor, ne lépje túl a javasolt töltési időt (11 óra)!**

### Figyelmeztetés

- A töltőberendezés / a védőtok egyúttal állványként is szolgál, amelyre a keféét annak használata után elhelyezheti. Ne kapcsolja be azt az el. hálózatra, ha a keféét nem akarja feltölteni. Ne hagyja a töltőberendezést / a védőtokot állandóan hálózatra csatlakoztatott állapotban!
- Ne hagyja a tápkábelt a védőtok csatlakoztatva!
- Töltés közben a készüléket kissé felmelegszik, ez azonban normális, és nem hibajelenség.
- A közölt működési idő csak tájékoztató jellegű. Független az adott akkumulátor állapotától, külső hőmérséklettől, az akkumulátor életkorától, annak töltési módjától, stb.

### ALKALMAZÁS

Használatbavétel előtt csatlakoztassa egymáshoz a fogkefe fejét (**B1**) a kefe testével (**A**) (lásd a 1. sz. ábrát) A kefe teste (**A**) és a színes gyűrű (**B2**) között egy kis rés marad, ami nem hibajelenség. A kefe fejrésze eltávolítását fordított módon végezze. Ne kapcsolja be a készüléket, amíg nem helyezte rá annak keféjét!

Nedvesítse meg a keféét, és nyomjon rá arra kis mennyiségű fogkrémet. Ezután helyezze a keféét a fogakhoz, a fogínyhez képest egy enyhe szögben (ld. a 4. ábra) és kapcsoljon be egy tetszőleges üzemmódot a bekapcsoló / átkapcsoló üzemmódban (**A1**) Mérsékelt nyomással és lassan mozgassa a keféét a fogakon oda-vissza, hogy ne hagyjon ki egyetlen részt vagy fogat sem. Minden fognál 2-3 másodpercig működtesse a készüléket.

A kefe tisztítási ideje 2 percre korlátozott, ami megfelel a szakértők által javasolt tisztítási időnek. Ha a tisztítást folytatni kívánja, akkor egyszerűen kapcsolja be ismét a keféét. A szájüreg mindegyik negyede (kvadránsa) tisztítása 30 másodpercig tartson (lásd a 5. ábrát), az ezen idő leteltére és a szájnegyed megváltoztatására a kefe rövid leállása figyelmeztet.

### Megjegyzések

- Ha ez az Ön első szonikus fogkefeje és még nincs elegendő tapasztalata ezen tisztítási technológiával kapcsolatban, eltarthat egy darabig, amíg megszokja ezt a specifikus bizsergést. A felhasználók többsége azonban megerősíti, hogy ezt a tényt gyorsan megszokta, a tisztítás ezután neki teljesen természetessé vált.
- Ne gyakoroljon a fogakra túl nagy nyomást.
- A keféét akkor is használhatja, ha fix fogszabályozót használ, fazettája, fogászati koronája stb. van. Meg kell azonban jegyezni, hogy ha a keféét a fogszabályozóra használja, akkor a kefe sortéi gyorsabban elhasználódnak.
- 3 hónapi használat után javasoljuk kicserélni a keféét (**B**) egy újra. Cserélje gyakrabban a keféét, ha annál jelentős kopást vagy sérülést észlel.

## A nyomógombok bekapcsolása / átkapcsolása az A1 üzemmódban

A nyomógomb első megnyomásával a kefe bekapcsol a **C** üzemmódba. Ha a nyomógombot 3 másodpercen belül ismét megnyomja, akkor a kefe az **S** üzemmódba kapcsol át. További megnyomásával, ismét 3 másodpercen belül, beáll az **M** üzemmód. További megnyomásakor a kefe kikapcsol. A kefe akkor is kikapcsol, ha megnyomja az **(A1)** nyomógombot a **C/S** üzemmódban, annak aktiválását követő 3 másodperc leteltével.

### Tisztítási üzemmódok:

- 1) a **C** üzemmód – standard, intenzív üzemmód egészséges fogak általános tisztítására,
- 2) az **S**-üzemmód – takarékos üzemmód érzékeny fogaknál vagy egy érzékeny szájrésszel esetén, annak használatát javasoljuk fokozott fogérzékenységnél, exponált koronáknál, periodontitis esetén, implantátumoknál és más fogpótlások esetén,
- 3) az **M** üzemmód – pulzáló üzemmód, a fogínyek gyengéd masszírozásával.

A kiválasztott üzemmód aktiválását annak jelzőlámpája kigyulladásával jelzi (**A2**).

### Az UV szanitizátor

A jelű védőtok (**D**) szerves részét képezi egy fertőtlenítő kamra, amelyben UV sugárzás segítségével a használt fogkefék (**B**) fertőtlenítése történik. Az UV sugárzás képes elpusztítani azon baktériumok egészen 99,9%-át, amelyek problémákat okozhatnak a szájban. A kefe-fogkefe tároló hely (**D3**) helyezze el a használt keféket (**B**), sörtéikkel az UV-lámpa irányába. A szanitizátor a védőborító (**D2**) egyszerű bezárásával aktiválják, abban az esetben, ha a védőtok (**D**) az elektromos hálózathoz csatlakozik, vagy a védőtok (**D**) el. hálózatra történő becsatlakoztatásával ha a védőborító bezárt helyzetben van). Az UV lámpa körülbelül 10 percig világít, majd automatikusan kikapcsol.

#### Megjegyzés

- UV lámpa hosszú élettartamú, ha azonban annak világítása megszűnik, vagy a lámpa összetörik, cserélje azt egy újra (azonos típusúra ETA 470700020), járjon el az 6 - 10. ábrák szerint!
- Az UV lámpa fényét nehezen lehet látni a jól megvilágított térségekben.

## IV. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

**A töltőberendezés (C) karbantartása előtt azt válassza le az el. hálózatról. A maximális higiénia megőrzése érdekében a használt keféket (B) minden egyes használatuk után fertőtlenítse a szanitizátor UV sugárzásával!** A kefe fejét (**B1**) és a kefe testét (**A**) folyó víz alatt öblítse le, majd a kefe fejét egy nedves ruhával törölje meg. Nedves ruhát használjon továbbá a töltőberendezésre és annak csatlakozókábelére is. A kefe testét (**A**), sem a töltőberendezést (**C**) soha ne merítse vízbe.

A tisztításhoz ne használjon mosogatógépet sem. Ismételt használat előtt hagyja a kefe testét (A) és a töltőberendezést (C) annak csatlakozó kábelével együtt alaposan kiszáradni. A készüléket valamennyi tartozékával együtt tárolja száraz, pormentes és biztonságos helyen, gyermekek és nem önjögű személyek elől elzárva. A kefe testét és keféket védőtok is tárolhatják.

## V. ÖKOLÓGIA



Amennyiben a méretek lehetővé teszik, a készülék valamennyi darabján fel van tüntetve a csomagolóanyagok, komponensek és tartozékok gyártására használt anyagok jelei, továbbá azok újrahasznosítására vonatkozó jelzések. A terméken vagy annak kísérő dokumentációjában feltüntetett jelzések azt jelentik, hogy az elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a kommunális hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. A helyes likvidálás céljából adja le azokat az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken, ahol azokat ingyenesen veszik át. A termékek helyes ártalmatlanításával értékes természeti forrásokat segít megőrizni és megelőzi azok nem megfelelő ártalmatlanításból következő potenciálisan negatív hatásait a környezetre és az emberi egészségre. Ezen hulladék anyagok helytelen ártalmatlanítása néhány ország előírásai szerint pénzbírsággal is járhat.

Ez a készülék hosszú élettartamú Li-ion akkumulátorral működik.

Környezetvédelmi szempontból szükségesnek tartjuk a készülék élettartama végén abból megfelelő módon eltávolítani a kimerült akkumulátort és az arra létesített gyűjtőhálózat útján úgy a készüléket, mint az akkumulátort biztonságos módon ártalmatlanítani kell. További részleteket kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen.

### Az akkumulátor kivétele a készülékből

A készülékből az akkumulátort csak annak teljes kimerülése után vegye ki. Az akkumulátor eltávolítása menete a 11. ábra látható:

1. Csavarhúzó segítségével vegye le a csavar burkolatát és azt lazítsa meg.
2. Fogja meg a kefe testét (A) fejjel lefelé, nyomja meg a töltési részt (lásd az ábra nyilait) és távolítsa el a két horgot, amelyek a kefetest (A) belső komponenseit tartják.
3. Egy csavarhúzó segítségével emelje ki az akkumulátort annak helyéről.

## VI. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség (V)	a készülék típusának címkéjén látható
Súly (kg) kb.	0,32
A készülék érintésvédelmi osztálya	III./ II. (adapter, védőtok)
Termék s kefe méretei (mm):	224 x 77,5 x 41,5

**A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának jogát a gyártó fenntartja! Illusztratív képek.**

A készülék elektromos részeibe való beavatkozást igénylő alkatrészcsereket kizárólag szakszervíz végezhet! A gyártói utasítások figyelmen kívül hagyása a garanciális javításra való jogosultság megszűnését vonja maga után!

## A KÉSZÜLÉKEN, ANNAK CSOMAGOLÁSÁN VAGY ÚTMUTATÓJÁBAN TALÁLHATÓ FIGYELMEZTETÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK:

*HOUSEHOLD USE ONLY – Kizárólag háztartási használatra alkalmas.*

*DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.*



*TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. –*

*Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárt helyen. A zacskó nem játékszer. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiségyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban.*

Az  szimbólum FIGYELMEZTETÉST jelent.

**eta 4707****SONETIC**

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu.

Przed uruchomieniem urządzenia, uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i wraz gwarancją, paragonem i, jeśli to możliwe, z opakowaniem i wewnętrzną zawartością schowaj na bezpieczne miejsce.

**I. OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

- Wskazówki zawarte w instrukcji obsługi należy przekazać innemu użytkownikowi urządzenia.
- Sprawdzić, czy dane na tabliczce znamionowej odpowiadają napięciu w gniazdku elektrycznym (100 - 240 V). Podstawa ładująca musi być podłączona do gniazdka elektrycznego instalacji elektrycznej, która spełnia odpowiednie normy.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci w wieku poniżej 3 lat. Dzieci w wieku od 3 do 14 lat oraz osoby z zaburzeniami zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej mogą używać szczoteczki, jeśli są nadzorowane lub zostały pouczone o używaniu urządzenia w sposób bezpieczny i zrozumiały potencjalne zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja wykonywane przez użytkownika, nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem. Dzieci poniżej 8 lat muszą przebywać z dala od urządzenia i podstawy ładującej.
- Jeżeli podstawa/etui ładująca lub przewód zasilający są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji.
- Nigdy nie korzystać z urządzenia, jeżeli jest uszkodzona podstawa ładująca/etui, jej przewód lub wtyczka, jeśli nie działa prawidłowo, spadło na ziemię i jest uszkodzone lub podstawa ładująca spadła do wody. W takich przypadkach odnieść urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.

- Zawsze należy odłączyć podstawę ładującą/etui od sieci elektrycznej przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Podłączona podstawa/etui ładująca nie może być używana w miejscach, gdzie może spaść do wanny, umywalki lub basenu. Jeśli wpadnie do wody, nie wyciągnąć! Najpierw należy odłączyć od prądu, a potem wyjąć. W takich przypadkach oddać urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
- Aby zapewnić dodatkową ochronę, zalecamy zainstalowanie do obwodu zasilającego łazienki wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o znamionowym prądzie zadziałania nieprzekraczającym 30 mA. Skonsultować się z technikiem rewizyjnym lub elektrykiem.
- W przypadku rozbicia żarówki UV natychmiast opuścić pomieszczenie, na co najmniej 30 minut, a następnie dokładnie przewietrzyć. Nie należy dotykać rękami bez ochrony (zwłaszcza kobiety w ciąży).
- Jeśli światło UV świeci nawet wtedy, gdy pokrywa są otwarte, należy natychmiast odłączyć etui ładująca z sieci elektrycznej, urządzenia nie można dalej używać i należy odnieść do serwisu w celu sprawdzenia prawidłowego działania. Należy tak uczynić również wtedy, gdy pokrywa są uszkodzone i grozi bezpośrednia ekspozycja na światło UV. Pokrywa są specjalnie zaprojektowane do blokowania promieniowania ultrafioletowego, muszą być czyste, bez uszkodzeń i funkcjonalne.
- Nie dotykaj lampy UV podczas pracy (lub krótko po niej), ponieważ jest gorąca.
- W celu uniknięcia nadmiernej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, ludzie i zwierzęta muszą znajdować się w odległości od etui ładującej z lampą UV min. 30 cm. Nie należy patrzeć bezpośrednio na światło UV, twarzą lub skórą nie należy zbliżać się do urządzenia, gdy jest włączone. Promieniowanie UV może powodować oparzenia oczu i skóry.
- Urządzenie jest przeznaczone do indywidualnego użytku w domu do osobistej pielęgnacji jamy ustnej! Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, dla wielu pacjentów w przychodniach dentystów i innych placówkach medycznych!
- Podstawa ładująca/etui dostarczana z urządzeniem jest przeznaczona tylko do tego urządzenia, nie należy jej używać do innych celów. Jednocześnie do tego urządzenia, należy stosować wyłącznie dostarczoną podstawę ładującą/etui, do ładowania nie należy używać innego rodzaju podstawy (np. z innego urządzenia).
- Nie należy stosować na wolnym powietrzu lub w środowisku, w którym stosuje się środki w aerozolu (np. **spray**) lub gdzie jest stosowany tlen.

- **Podstawy ładującej nie stosować podczas kąpieli.**
- 24 miesięczna gwarancja nie obejmuje akumulatora. Pojemność akumulatora oraz jego efektywność ulega stopniowo zmniejszeniu w zależności od sposobu użytkowania.
- Przewodu zasilającego podstawy nie zasuwać do gniazdka elektrycznego i nie wyciągnąć z gniazdka mokrymi rękami!
- **Podstawy ładującej/etui nigdy nie zanurzać w wodzie lub innej cieczy (nawet częściowo) i nie myć pod bieżącą wodą!**
- Urządzenia lub akcesoriów nie należy wkładać do żadnych otworów ciała tylko do ust.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pielęgnacji zębów zwierząt.
- Podstawę ładującą używać tylko w położeniu poziomym, w miejscach, gdzie nie ma ryzyka jej przewrócenia, z dala od źródeł ciepła (np. grzejniki, piec, kominek, ogrzewanie).
- Po użyciu akcesoriów zawsze należy je oczyścić. Nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, ze względu na wspieranie rozwoju pleśni i bakterii, jeśli nie przeprowadzono dezynfekcji.
- **Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru!**
- Naładowanie akumulatora wykonywać w normalnej temperaturze pokojowej. Nie wystawiać akumulatora na działanie temperatur wyższych niż 50 °C. Zapobiegiesz tak uszkodzeniu.
- Podczas normalnej pracy, akumulator nie jest wyciągany. Akumulator jest wyjmowany tylko wtedy, gdy urządzenie ma być zlikwidowane (patrz rozdz. **V. EKOLOGIA**).
- Należy chronić urządzenie przed kurzem, chemikaliami, potrzebami toaletowymi, kosmetykami w płynie, dużymi zmianami temperatury i przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- **UWAGI:** Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem czasowym lub jakąkolwiek inną częścią, która włącza urządzenie automatycznie.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia.

## **SPECJALNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

- Jeśli podczas czyszczenia silnie czujesz dyskomfort lub ból w jamie ustnej, należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się ze stomatologiem. Skontaktuj się z nim również w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z użytkowaniem tego urządzenia w swoim indywidualnym przypadku.
- Jeśli Twoja pasta do zębów zawiera nadtlenek, sodę albo inny wodorowęglan (często występujący w pastach do wybielania), po użyciu dokładnie oczyścić szczoteczkę i rączkę w celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia.
- Nie używać urządzenia w przypadku dzieci, niekompetentnych osób lub osób, które nie są w stanie wyrazić swoich uczuć.
- **Jeśli pojawiłyby się jakieś problemy zdrowotne (np. znaczące krwawienie lub krwawienie nie zatrzymało się nawet po 2 tygodniach stosowania), zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z lekarzem.**



- Jeśli niedawno użytkownik przeszedł operację zębów lub dziąseł, miał długotrwałe problemy z zębami i przeszedł rozległą operację w ciągu ostatnich 2 miesięcy, lub jeśli podejrzewa problemy dentystycznego charakteru (plomby, korony itp.), przed użyciem urządzenia należy skonsultować się ze swoim stomatologiem.
- Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa dla urządzeń elektromagnetycznych. Jednakże, jeśli używasz jednego z następujących urządzeń: rozrusznika serca, elektrokardiografu lub innego urządzenia medycznego wszczepianego w ciało, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub producentem wszczepionego urządzenia.
- Ze względów higienicznych nie używać jednej szczotki dla większej liczby osób lub z innymi ludźmi. Może to prowadzić do przeniesienia zakażenia lub zapalenia w jamie ustnej.
- Przewód zasilający podstawy nie może zostać uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty, otwarty ogień, nie należy zanurzać w wodzie lub przeginać na ostrych krawędziach. Nie może również zwiisać nad krawędzią powierzchni roboczej, gdzie mogą dosięgnąć dzieci.
- W przypadku użycia przedłużacza należy sprawdzić czy nie jest uszkodzony i czy jest zgodny z aktualnymi normami.
- Regularnie sprawdzać stan przewodu zasilającego podstawy ładującej.
- Używać urządzenia wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami przeznaczonymi do tego typu. Nie używać uszkodzonych / zdeformowanych końcówek.
- To urządzenie wraz z akcesoriami używać jedynie do celów, do których jest przeznaczone, jak opisano w niniejszej instrukcji. Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nigdy nie używać urządzenia do innych celów.
- **UWAGA:** Istnieje ryzyko poważnego urazu w przypadku nieprawidłowego użycia urządzenia (niezgodnie z instrukcją).
- Wszystkie teksty w innych językach, a także obrazki na opakowaniu lub produkcie są przetłumaczone i wyjaśnione na końcu odpowiedniej mutacji językowej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe traktowanie urządzenia (np. **poranienia itp.**) i nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje dotyczące urządzenia w przypadku nieprzestrzegania wyżej opisanych zasad bezpieczeństwa.

## II. OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH (RYS. 1)

### A – Korpus szczoteczki

- A1 – przycisk wł./wył. + przełączenie trybu (POWER; ON/OFF)
- A2 – wskaźnik trybu aktywnego
- A3 – lampka kontrolna akumulatora

### B – Szczoteczka (2 szt. w opakowaniu)

- B1 – końcówka szczoteczki
- B2 – kolorowy pierścień do rozróżniania użytkowników

**C – Stacja ładująca**

C1 – przewód zasilający

**D – Ochronne etui podróżne z stacją ładującą i lampą UV**

D1 – światło UV

D2 – pokrywa ochronne

D3 – schowek na szczoteczki

D4 – występki stacji ładującej

D5 – lampka kontrolna UV

D6 – gniazdko zasilania (złącze USB)

**E – kabel micro-USB \***

**Uwaga:** Szczoteczki zamiennie (**B**) i światło UV (**D1**) można nabyć pod numerem zamówienia ETA 070790100, ETA 070790200 (soft) i ETA 470700020.

\* **kabel micro-USB:** podłączyć do portu USB w ładowarce AC lub mobilny bank energii.

**III. INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Usunąć opakowanie i wyjąć urządzenie oraz jego akcesoria. Przed pierwszym użyciem przemyć części, które stykają się z jamą ustną w czystej ciepłej wodzie użytkowej.

**Ładowania szczoteczki w stacji (C)**

Urządzenie jest wyposażone w bezstykowy (indukcyjny), system ładowania, który pracuje na zasadzie przekazywania energii przez pole elektromagnetyczne. Dlatego też nie jest konieczne bezpośrednie połączenie z przewodem zasilającym, przy czym ładowanie jest wygodne, a ze względu na zwiększoną izolację (IPX7) również bezpieczniejsze.

Najpierw należy podłączyć stację ładującą do gniazdka elektrycznego, a potem korpus szczoteczki (**A**) postawić na cylindryczny występki w stacji ładującej (**C**). Ładowanie sygnalizowane jest miganiem lampki kontrolnej (**A3**). Po naładowaniu akumulatora lampka kontrolna (**A3**) zapala się. Do pełnego naładowania akumulatora potrzeba pozostawić urządzenie w ładowarce około 11 godzin. W zależności od sposobu czyszczenia tzn. użycia trybu czyszczenia, w pełni naładowany akumulator zapewnia czas pracy około 2-3,5 godziny, co podczas używania 2x dziennie przez 2 minuty wynosi około 1-2 miesiące.

**Uwaga:** Mimo że szczoteczkę ładować można aż po jej rozładowaniu, w celu zapewnienia optymalnej trwałości akumulatora, zalecamy ładowanie w regularnych odstępach czasu (np. po 2-3 tygodniach używania).

**Stacja ładująca może być stosowana w następujących wariantach (rys. 2):**

- stacja ładująca oddzielnie (do przechowywania, odpowiednie podczas podróży),
- stacja ładująca w stabilnym stojaku (wyższa stabilność, odpowiednie do użytku domowego); zmontowanie wg szczegółów na rys. 1.

## Ładowania szczoteczki w etui podróżne (D), (rys. 2B)

– Przed rozpoczęciem ładowania urządzenia należy upewnić się, że jego napięcie znamionowe wynosi **5 V / 600 mA** (przynajmniej).

- 1) Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- 2) Podłączyć kabel micro-USB (E) do złącza (D6) w etui podróżnym. Podłączyć drugi koniec kabla (z końcówką USB) do zgodnej z wymaganymi parametrami ładowarki sieciowej lub do mobilny bank energii.
- 3) Ładowanie sygnalizowane jest miganiem lampki kontrolnej (A3).
- 4) Po naładowaniu akumulatora lampka kontrolna (A3) zapala się. Odłączyć zasilacz z gniazdka elektrycznego, a dopiero potem odłączyć złącze z urządzenia.

### Ostrzeżenie

- Podczas pracy lampka kontrolna (A3) świeci, gdy akumulator jest rozładowany i wymaga ponownego naładowania, zacznie migać.
- Podczas pierwszego ładowania lub, jeżeli urządzenie nie było naładowane ponad trzy miesiące, urządzenie musi być ładowane przez 24 godziny.
- **Przy regularnym ładowaniu nie należy przekraczać zalecanego czasu ładowania (11 godzin)!**
- Stacja / etui ładująca służy również, jako stojak, na którym można postawić szczoteczkę po użyciu. Nie należy jednak podłączać do gniazdka, jeśli nie chcesz ładować szczoteczki. Nie należy pozostawiać stacji / etui ładującej, podłączonej do sieci elektrycznej stale!
- Nie zostawiać w etui podłączony kabel zasilacza.
- Podczas ładowania urządzenie jest lekko ciepłe, ale jest to normalne, nie jest to usterka.
- Czas pracy jest określony tylko w przybliżeniu. W zależności od stanu akumulatora, temperatury otoczenia, czasu użytkowania, sposobu ładowania itd.

## UŻYCIE

Przed użyciem należy przez proste nasunięcie końcówki szczoteczki (B1) połączyć ją z korpusem szczoteczki (A), (patrz rys. 1). Pomiędzy korpusem szczoteczki (A) i kolorowym pierścieniem (B2) pozostaje mała szczelina, co nie jest wadą. Aby zdjąć końcówkę szczoteczki, postępuj odwrotnie. Nie należy włączać urządzenia, gdy nie jest zamontowana końcówka szczoteczki do zębów!

Namoczyć szczoteczkę i nałożyć na nią niewielką ilość pasty do zębów. Następnie przyłożyć szczoteczkę do zębów pod niewielkim kątem w stosunku do dziąseł (patrz rys. 4) i włączyć dowolny tryb, naciskając przycisk włączenia / przełączenia trybu (A1). Lekko naciskając powoli przesuwaj szczoteczkę wzdłuż zębów i z powrotem, aby nie ominąć żadnej części lub zęba. Każdy ząb czyścić ok. 2-3 sekundy.

Czas pracy szczoteczki jest ograniczony do 2 minut, co jest czas czyszczenia, polecany przez ekspertów. Jeśli chcesz kontynuować czyszczenie, wystarczy włączyć szczoteczkę ponownie. Czyszczenie każdej części jamy ustnej (kwadranty) powinno trwać w przybliżeniu 30 sekund (rys. 5); po upływie tego czasu na zmianę kwadrantu zwróci uwagę krótka przerwa w pracy szczoteczki.

#### Uwagi

- Jeśli jest to Twoja pierwsza soniczna szczoteczka do zębów i nie masz doświadczenia z taką technologią oczyszczania, może trochę potrwać, zanim przyzwyczaisz się do specyficznych drgań. Wielu użytkowników jednak dodaje, że po kilkakrotnym użyciu szybko przyzwyczaiło się do czyszczenia i czyszczenie stało się zupełnie naturalne.
- Nie naciskać na zęby zbyt mocno.
- Szczoteczka może być również używana, jeśli masz stały aparat ortodontyczny, licówki, koronki itd. Należy jednak pamiętać, że w przypadku stosowania na aparat ortodontyczny włosie szczoteczki zużywa się szybciej.
- Po 3 miesiącach użytkowania, zalecamy wymienić szczoteczkę (**B**) na nową. Wymień szczoteczkę szybciej, jeśli zauważysz znaczne zużycie lub uszkodzenie.

#### Sterowanie przyciskiem włączenia/przełączenia trybu A1

Pierwsze naciśnięcie przycisku włączy szczoteczkę w trybie **C**. Jeżeli w ciągu 3 sekund naciśniesz znowu przycisk, spowoduje to przełączenie do trybu szczoteczki **S**. Ponowne naciśnięcie w ciągu 3 sekund spowoduje przełączenie do trybu **M**. Następne naciśnięcie spowoduje wyłączenie szczoteczki. Szczoteczka również włącza się po naciśnięciu przycisku (**A1**) i w trybie **C/S** po upływie 3 sekund od jego aktywacji.

#### Tryby czyszczenia:

- 1) Tryb **C** - intensywny tryb standardowy do rutynowego czyszczenia zdrowych zębów,
- 2) Tryb **S** - delikatny tryb dla wrażliwych zębów lub części ust; zaleca się stosować przy podwyższonej wrażliwości zębów, odsłoniętych szyjkach zęba, paradontozie, implantatach dentystycznych i innych protezach,
- 3) Tryb **M** - Tryb pulsacyjny do delikatnego masażu dziąseł.

Aktywacja wybranego trybu jest wskazywana przez zaświecenie jego wskaźnika (**A2**).

#### Lampa odkażająca UV

Częścią składową ochronne etui z stacją ładująca (**D**) jest komora dezynfekcyjna, w której odbywa się za pomocą światła UV dezynfekcja użytych szczoteczek do zębów (**B**). Światło UV może zabić 99,9 % bakterii, które mogą powodować problemy w ustach. W schowek na szczoteczki (**D3**) nałożyć użyte szczoteczki (**B**) szczecinkami w kierunku lampy UV.

Lampa dezynfekująca włącza się przez zamknięcie pokrywa ochronne (C2), gdy etui ładująca (C) jest podłączona do sieci elektrycznej lub przez podłączenie etui ładującej (C) do sieci elektrycznej, jeżeli pokrywa ochronne są zamknięte. Lampa UV świeci około 10 minut, a następnie automatycznie się wyłączy.

#### Uwaga

- Lampa UV ma długą trwałość, jednak, jeżeli nie świeci lub jest uszkodzona, lampa UV trzeba je wymienić (za taki sam typ ETA 470700020). Postępować wg rys. 6 - 10.
- Światło UV może być trudne do zauważenia w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.

## IV. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

**Przed konserwacją stacji ładującej (C), najpierw trzeba odłączyć ją od prądu. W celu utrzymania maksymalnej higieny szczoteczkę (B) po każdym użyciu zdezynfekować za pomocą lampy UV! Końcówkę szczoteczki (B1) i korpus szczoteczki (A) splukać pod bieżącą wodą, a potem korpus szczoteczki otrzeć wilgotną ściereczką. Również użyć wilgotnej szmatki do stacji ładującej oraz kabla. Korpusu szczoteczki (A) ani stacji ładującej (C) nie zanurzać nigdy w wodzie. Do czyszczenia nigdy nie używać również zmywarki! Przed ponownym użyciem należy korpus szczoteczki (A) i stację ładującą (C) oraz kabel pozostawić do wyschnięcia.**

Urządzenie wraz ze wszystkimi akcesoriami przechowywać w suchym wolnym od kurzu i bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieodpowiedzialnych. Korpusu szczoteczki i szczoteczki mogą być przechowywane w etui.

## V. EKOLOGIA



Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Celem uzyskania innych, szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego. Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Urządzenie jest wyposażone w akumulator Li-ion o długiej żywotności. W celu ochrony środowiska naturalnego jest konieczne po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia, baterię usunąć w odpowiedni sposób i za pośrednictwem specjalnej sieci, urządzenie i akumulator bezpiecznie usunąć.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z lokalnego biura lub najbliższego punktu zbioru [www.elektroeko.pl](http://www.elektroeko.pl)).

### Wymowanie akumulatora

Wyjąć akumulator z urządzenia tylko po jego zupełnym rozładowaniu.

Wymowanie akumulatora pokazano na rys. 11:

1. Za pomocą śrubokręta zdjąć osłonę śrub i poluzować pokrywę.
2. Chwycić korpus szczoteczki (**A**) górną stroną w dół, nacisnąć część ładującą (patrz strzałki na rys.), usunąć 2 haczyki trzymające wewnętrzne komponenty korpusu szczoteczki (**A**).
3. Za pomocą śrubokręta wyjąć akumulator z obudowy.

## VI. DANE TECHNICZNE

Napięcie (V)	podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Waga ok. (kg)	0,32
Klasa izolacyjna (produkt) / (adapter, etui)	III./II.
Wymiary produktu szczoteczki (mm)	224 x 77,5 x 41,5

**Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu jest zastrzeżona przez producenta. Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do części elektrycznej urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nie dotrzymanie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!**

### OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB W INSTRUKCJI:

*HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym.  
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych cieczy.*



*TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS.*

*THIS BAG IS NOT A TOY. – Niebezpieczeństwo uduszenia. Tego worka nie należy używać w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojcach dziecięcych. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!*

Symbol  oznacza OSTRZEŻENIE

**eta 4707****SONETIC****BEDIENUNGSANLEITUNG**

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Geräts sehr aufmerksam die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Garantieschein, dem Kassenbeleg und nach Möglichkeit auch mit der Verpackung und dem inneren Inhalt der Verpackung gut auf.

**I. SICHERHEITSHINWEISE**

- Betrachten Sie die Instruktionen der Anleitung als Bestandteil des Geräts und geben Sie sie jedwedem weiteren Benutzer des Geräts weiter.
- Überprüfen Sie, ob die Angabe auf dem Typenschild der Spannung in Ihrer elektrischen Steckdose entspricht (das Gerät ist für Universalspannung von 100 - 240 V bestimmt). Die Ladestation ist nur an die Steckdose der el. Installation anzuschließen, die den jeweiligen Normen entspricht.
- Dieses Gerät ist nicht den Kindern unter 3 Jahre bestimmt. Dieses Gerät kann von Kindern von 3 bis 14 Jahren und von Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bedient werden, sofern sie während der Gerätebenutzung beaufsichtigt werden oder unterwiesen wurden, wie das Gerät in einer sicheren Weise zu nutzen ist und wenn sie die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen von unbeaufsichtigten Kindern unter 8 Jahren nicht durchgeführt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen von dem Gerät und seiner Ladestation ferngehalten werden.
- Vor der Montage und Demontage, vor Reinigung ist die Ladestation/das Ladeetui vom el. Netz zu trennen!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn dieses beschädigte Ladestation/Ladeetui, ihre Anschlussleitung oder Stecker aufweist, wenn dieses nicht richtig arbeitet, wenn dieses auf den Boden gefallen und beschädigt ist oder ins Wasser gefallen ist. In solchen Fällen ist das Gerät in einen Fachservice zur Überprüfung seiner Sicherheit und der richtigen Funktion zu holen.
- Die angeschlossene Ladestation/Ladeetui darf nicht in solchen Stellen benutzt werden, wo es in Wanne,

- Waschbecken oder Pool fallen könnte. Wenn sie ins Wasser trotzdem fällt, ziehen Sie sie nicht heraus! Zuerst ist die Anschlussleitung von der el. Steckdose zu trennen und erst dann ist sie herauszuziehen. In solchen Fällen ist das Gerät in einen Fachservice zur Überprüfung seiner Sicherheit und der richtigen Funktion zu holen.
- Falls die Ladestation/das Ladeetui oder ihre Anschlussleitung beschädigt ist, muss diese durch den Hersteller, seinen Servicetechniker oder durch ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um gefährliche Situation vorzubeugen.
  - Zur Sicherstellung eines Zusatzschutzes empfehlen wir, in el. Kreis des Badezimmers einen Trennschutzschalter (RCD) mit einem Nennansprechstrom unter 30 mA zu installieren. Fragen Sie beim Revisionstechniker, bzw. Elektrofachmann.
  - Im Falle der Zerschlagung der UV-Lampe verlassen Sie sofort den Raum für mindestens 30 Minuten und lüften Sie diesen ordentlich aus. Berühren Sie nicht Quecksilber mit ungeschützten Händen (vor allem dann schwangere Frauen!).
  - Wenn das UV-Licht leuchtet und im Falle, dass Deckel geöffnet ist, trennen Sie sofort das Ladeetui vom el. Netz, benutzen Sie das Gerät nicht weiter und holen Sie es in einen Fachservice zur Überprüfung einer richtigen Funktion. Machen Sie so auch, wenn der Deckel beschädigt ist und direkte Aussetzung dem UV-Licht droht. Der Deckel ist zum Blockieren der UV-Strahlung speziell vorgeschlagen, deshalb muss er sauber, unbeschädigt und funktionstüchtig bleiben.
  - Berühren Sie nicht die UV-Lampe während des Betriebs (nicht einmal kurz danach), da diese heiß ist.
  - Damit es nicht zum Überexponieren mit dem UV-Licht kommt, müssen die Leute und Haustiere von dem Ladeetui mit der leuchtenden UV-Lampe im Abstand von min. 30 cm sein. Sehen Sie nie direkt ins UV-Licht und nähern Sie sich nicht mit Gesicht oder Haut in die Nähe des UV-Lichtes, wenn dieses eingeschaltet ist. Das UV-Licht kann Augen- und Hautverbrennung verursachen.
  - Das jeweilige Gerät ist nur zum individuellen Gebrauch in Haushalt zur Mundpflege bestimmt! Es ist nicht zum kommerziellen Gebrauch für mehrere Patienten in den Zahnarztambulanzen sowie in anderen Gesundheitseinrichtungen bestimmt!
  - Mit dem Gerät mitgelieferte Ladestation / Ladeetui ist nur für dieses Gerät bestimmt, benutzen Sie es nicht zu anderen Zwecken. Zugleich benutzen Sie für dieses Gerät nur die mitgelieferte Ladestation / Ladeetui, zum Nachladen benutzen Sie keinen anderen Typ von Ladestation/Ladeetui (z.B. von einem anderen Gerät).



- Benutzen Sie das Gerät nicht draußen sowie in einem Umfeld, wo die Aerosolmittel eingesetzt werden (z.B. Sprays), oder wo mit Sauerstoff gearbeitet wird.
- Ladestation / Ladeetui benutzen Sie nicht während des Badens.
- Die Garantie von 24 Monaten bezieht sich nicht auf die Minderung der nützlichen Akku-Kapazität aufgrund seines Gebrauchs oder Alters. Die nützliche Kapazität wird in der Abhängigkeit von der Akku-Nutzungsweise erniedrigt.
- Die Anschlussleitung der Ladestation stecken Sie in die el. Steckdose und ziehen Sie diese aus der el. Steckdose nicht mit nassen Händen aus!
- Ladestation / Ladeetui / USB-Kabel nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten (sowie teilweise) eintauchen und waschen Sie nicht unter fließendem Wasser!
- Ladestation / Ladeetui nur in einer waagrechten Lage auf den Stellen benutzen, wo ihr Umkippen nicht droht, in einem ausreichenden Abstand von den Wärmequellen (z.B. Ofen, Kamin, Wärmestrahler).
- Das Gerät ist nicht zur Behandlung der Tierzähne bestimmt.
- Schieben Sie das Gerät sowie das Zubehör in keine körperlichen Öffnungen mit der Ausnahme der Mundhöhle hinein.
- Nach dem Gebrauch desinfizieren Sie die Bürsten mit Hilfe des UV-Sanitiserers. Die Nichtbeachtung von dieser Anweisung könnte eine Verschlechterung von Ihrem Gesundheitszustand aufgrund der Unterstützung des Pilz- und Bakterienwachstums verursachen, wenn eine Desinfektion nicht durchgeführt wird.
- Das Gerät nie unbeaufsichtigt im Gang lassen!
- Die Akku-Ladung bei einer normalen Raumtemperatur durchführen. Setzen Sie den Akku nicht den Temperaturen höher als 50°C. So beugen Sie seiner Beschädigung vor.
- Während eines normalen Betriebs wird der Akku nicht herausgenommen. Der Akku ist nur dann herauszunehmen, wenn das Gerät aussortiert werden muss (siehe Abs. V. UMWELTSCHUTZ).
- Das Gerät ist vor Staub, Chemikalien, Toilettenmitteln, flüssigen kosmetischen Mitteln, großen Temperaturschwankungen zu schützen und ist nicht der direkten Sonnenstrahlung auszusetzen.
- VORSICHT: Das Gerät ist nicht für Tätigkeit mittels eines Außenzeitschalters, Fernbedienung oder eines anderen Teiles bestimmt, der das Gerät automatisch schaltet.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

### **SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE**

- Wenn Sie während des Putzens starke unangenehme Gefühle oder Schmerzen im Mund wahrnehmen, hören Sie mit dem Gebrauch auf und wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt. Wenden Sie sich an ihn auch im Falle von Zweifeln bezüglich des Gebrauchs des Gerätes in Ihrem individuellen Fall.
- Wenn Ihre Zahnpasta Peroxid, Soda oder ein anderes Bikarbonat (oft bei Bleichzahnpasta) enthält, sind die Zahnbürste sowie der Handgriff nach dem Gebrauch gründlich zu reinigen, um Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Kindern, rechtsunfähigen Personen oder Personen, die ihre Gefühle nicht ausdrücken können.
- Wenn Sie unlängst eine Zahn- oder Zahnfleischoperation absolviert haben, an langzeitige Zahnbeschwerden gelitten haben oder extensive Eingriffe in den letzten zwei Monaten absolviert haben, bzw. wenn Sie Verdacht auf Probleme eines Zahncharakters (Plomben, Zahnkronen) haben, ist eine Beratung mit dem behandelnden Zahnarzt vor dem Gebrauch des Gerätes notwendig.
- Falls irgendwelche Gesundheitsprobleme auftauchen (z.B. es kommt zur größeren Blutung oder die Blutung hört nach 2 Wochen des Gebrauchs nicht auf), hören Sie mit dem Gebrauch des Gerätes auf und wenden Sie sich an den behandelnden Zahnarzt.
- Das Gerät erfüllt die Sicherheitsstandards für elektromagnetische Geräte. Wenn Sie einige der folgenden Geräte benutzen: Herzschrittmacher, Elektrokardiograf oder eine andere Gesundheitseinrichtung, die in den Körper implantiert wird oder als eine Unterstützung verwendet wird, ist vor dem Gebrauch eine Beratung mit dem Arzt oder dem Hersteller des implantierten Gerätes notwendig.
- Aus hygienischen Gründen benutzen Sie eine Zahnbürste nicht für mehrere Personen sowie unter Leuten. Es könnte zur Übertragung von Infektionen oder Entzündung in der Mundhöhle kommen.

## II. BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE (Abb.1)

### A – Bürstenkörper

- A1 – Taste Ein./Aus. + Regimeumschaltung (POWER; ON/OFF)
- A2 – Indikator des aktiven Regimes
- A3 – Akku-Kontrolllampe

### B – Bürste (2 Stück Verpackungsinhalt)

- B1 – Bürstenkopf
- B2 – farbiger Ring zur Unterscheidung des Benutzers

### C – Ladestation

- C1 – Ladekabel

### D – Schutzreiseladeetui mit Sanitisierer

- D1 – UV-Licht
- D2 – Schutzdeckel
- D3 – Raum für Bürsten
- D4 – Vorsprung der Ladestation
- D5 – Kontrolllampe des Sanitisierers
- D6 – USB-Buchse für Laden

### E – Kabel micro USB \*

Anm. Ersatzbürsten (B) und UV-Licht (D1) sind unter Bestellnummer ETA 070790100, ETA 070790200 (soft) und ETA 470700020 erhältlich.

\* Kabel micro USB: An dieses USB Kabel können Sie Quelle mit USB anschließen (z.B. Netzadapter für Wechselstrom, el. Reservequelle usw.).

### III. BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Beseitigen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und nehmen Sie das Gerät auch mit seinem Zubehör heraus. Vor dem ersten Gebrauch spülen Sie die Teile, die mit der Mundhöhle in Kontakt kommen, im klaren warmen Trinkwasser ab.

#### **Aufladung der Bürste mit Hilfe der Station (C)**

Dieses Gerät ist mit einem kontaktlosen (Induktions-) Ladesystem ausgestattet, das auf Prinzip einer Energieübertragung über elektromagnetisches Feld funktioniert. Deshalb ist eine Verbindung mit einem Ladekabel nicht notwendig, wodurch die Aufladung mehr komfortabel ist und dank einer höheren Isolation (IPX7) auch sicherer ist. Schließen Sie zuerst die Ladestation ans el. Netz an und stellen Sie dann den Bürstenkörper (**A**) auf den zylindrischen Vorsprung in der Ladestation (**C**). Die Aufladung wird durch Blinken der Kontrolllampe (**A3**) signalisiert. Sobald der Akku aufgeladen ist, leuchtet die Kontrolllampe (**A3**). Zur vollen Aufladung des Akkus ist das Gerät ungefähr 11 Stunden zu laden. In der Abhängigkeit von dem eingesetzten Regime der Reinigung gewährt der voll geladene Akku eine Betriebszeit von ungefähr 2-3,5 Stunden, was beim Gebrauch 2x täglich 2 Minuten ungefähr 1-2 Monaten entspricht.

**Anm. Obwohl Sie die Bürste erst nach ihrer Entladung aufladen können, empfehlen wir, diese im Rahmen der Aufrechterhaltung der optimalen Lebensdauer des Akkus in regelmäßigen Intervallen aufzuladen (z.B. nach 2-3 Wochen des Gebrauchs).**

**Die jeweilige Ladestation kann man in folgenden Varianten benutzen (Abb. 2):**

- a) Ladestation selbständig (raumsparend, reisegeeignet),
- b) Ladestation im stabilen Ständer (höhere Stabilität, geeignet für Haushaltsgebrauch); Montage laut Detail in Abb.1.

#### **Aufladung der Bürste mit Hilfe des Reisetuis (D), (Abb. 2B):**

– Vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass Spannung und Strom der externen el. Quelle **5 V/600mA** ist.

(Anm.: Die angegebene Strombelastung ist minimal, diese kann auch höher sein).

- 1) Vergewissern Sie sich, dass die Bürste ausgeschaltet ist.
- 2) Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel (**E**) an Ladebuchse (**D6**) des Etuis an und schließen Sie das andere Ende an die Quelle z.B. eines kompatiblen Netzadapters für Wechselstrom oder an el. Reservequelle an.
- 3) Die Aufladung wird durch Blinken der Kontrolllampe (**A3**) signalisiert.
- 4) Sobald der Akku aufgeladen ist, leuchtet die Kontrolllampe (**A3**), trennen Sie jetzt den Adapter von der el. Steckdose oder el. Reservequelle und erst dann trennen Sie den Stecker vom Gerät.

#### **Vorsicht**

- Beim Betrieb leuchtet die Kontrolllampe **A3**, wenn der Akku leer ist und dieser wieder zu laden ist, beginnt diese zu blinken.
- Bei der ersten Aufladung oder wenn das Gerät nicht mehr als 3 Monate aufgeladen wurde, ist das Gerät 24 Stunden zu laden.

### Vorsicht

- Bei einer regelmäßigen Aufladung überschreiten Sie nicht die empfohlene Ladezeit (11 Stunden)!
- Die Ladestation / das Etui dienen zugleich als Ständer / Aufbewahrungsraum, auf den Sie die Bürste nach dem Gebrauch abstellen können. Schließen Sie es jedoch nicht ans el. Netz an, wenn Sie die Bürste nicht aufladen oder ihre Köpfe mit Hilfe des UV-Lichtes nicht desinfizieren wollen. Lassen Sie die Ladestation/das Etui nicht dauerhaft ans el. Netz angeschlossen!
- Lassen Sie im Etui nicht das angeschlossene USB-Kabel.
- Bei der Aufladung wird das Gerät ein bisschen warm, was normal ist und kein Mangel ist.
- Die angeführte Betriebszeit ist nur eine Orientierungszeit. Diese hängt vom Stand des jeweiligen Akkus, der Umgebungstemperatur, seinem Alter, Aufladungsweise usw. ab.

### GEBRAUCH

Vor dem Gebrauch verbinden Sie durch bloßes Aufschieben die Bürste (**B**) mit dem Körper der Bürste (**A**) (siehe Abb.1). Zwischen dem Körper der Bürste (**A**) und dem farbigen Ring (**B2**) bleibt ein kleiner Spalt, was keinen Mangel darstellt. Zur Demontage der Bürste verfahren Sie in der umgekehrten Weise. Das Gerät schalten Sie nicht ein, wenn dieses aufgesetzte Bürste nicht hat! Machen Sie die Bürste feucht und tragen Sie darauf eine kleine Menge der Zahnpasta auf. Legen Sie dann die Bürste an die Zähne in einem mäßigen Winkel gegenüber dem Zahnfleisch an (siehe Abb. 4) und schalten Sie beliebiges Regime durch Drücken der Taste der Regimeeinschaltung / -umschaltung (**A1**) ein. Bewegen Sie mit der Bürste mit mäßigem Druck und langsam entlang der Zähne hin und her, um keinen Teil sowie Zahn auszulassen. Bei jedem Zahn bleiben Sie ungefähr 2-3 Sekunden. Die Bürstenbetriebszeit ist für 2 Minuten beschränkt, was der von den.

### Anmerkungen

- Wenn es Ihre erste Schallbürste ist und Sie mit dieser Reinigungstechnologie keine Erfahrung haben, kann es gewisse Zeit dauern, bis Sie sich an spezifische Vibrationen gewöhnen (d.h. Kribbeln). Die meisten Benutzer sagen jedoch, dass sie sich an diese Tatsache nach ein paar Reinigungszyklen gewöhnt haben und die Reinigung für sie vollkommen natürlich ist.
- Bringen Sie auf die Zähne nicht zu großen Druck auf.
- Die Bürste können Sie auch dann benutzen, wenn Sie fixe Zahnsparangen, Fassetten, Zahnkronen usw. haben. Es ist jedoch darauf zu achten, dass beim Gebrauch auf der Zahnsparange die Bürstenhaare schneller verschlissen werden.
- Wir empfehlen, die Bürste (**B**) nach drei Monaten Gebrauch gegen neue zu ersetzen. Tauschen Sie die Bürste auch früher aus, wenn sie einen erheblichen Verschleiß oder Beschädigung erkennen.

Fachleuten empfohlenen Putzungszeit entspricht. Wenn Sie in dem Putzen fortsetzen wollen, schalten Sie die Bürste einfach wieder ein. Das Putzen von jedem Mundteil (Quadrant) sollte ungefähr 30 Sekunden dauern (siehe Abb.5); auf den Ablauf dieser Zeit und Quadrantwechsel werden Sie durch kurze Unterbrechung des Bürstengangs aufmerksam gemacht.

### **Bedienung der Taste der Regimeeinschaltung-/umschaltung A1**

Mit dem ersten Drücken der Taste schaltet die Bürste ins Regime **C** um. Wenn Sie in 3 Sekunden die Taste wieder drücken, schaltet die Bürste ins Regime **S** um. Durch wiederholtes Drücken in 3 Sekunden dann Regime **M**. Das weitere Drücken schaltet die Bürste aus. Die Bürste schaltet auch dann aus, wenn Sie die Taste (**A1**) auch im Regime **C/S** nach Ablauf von 3 Sekunden nach seiner Aktivierung drücken.

### **Reinigungsregimes:**

- 1) Regime **C** - intensives Standardregime zum laufenden Putzen der gesunden Zähne,
- 2) Regime **S** - schonendes Regime für empfindliche Zähne oder Mundteile; wir empfehlen bei einer höheren Zahnempfindlichkeit, freiliegendem Zahnhals, Parodontose, Implantaten und anderem Zahnersatz,
- 3) Regime **M** - Pulsregime zur schonenden Zahnfleischmassage.

Die Aktivierung des gewählten Regimes wird durch Aufleuchten seines Indikators (**A2**) signalisiert.

### **UV-Sanitisierer**

Der Bestandteil des Ladeetuis (**D**) ist auch eine Desinfektionskammer, in der Desinfektion der gebrauchten Zahnbürsten (**B**) mit dem UV-Licht erfolgt. Das UV-Licht kann bis zu 99,9 % Bakterien vernichten, die Beschwerden in Ihrer Mundhöhle verursachen könnten.

Legen Sie in den Raum (**D3**) gebrauchte Bürsten (**B**) mit den Haaren in der Richtung zur UV-Lampe ein. Den Sanitisierer aktivieren Sie mit bloßer Schließung des Schutzdeckels (**D2**) im Falle, dass das Ladeetui (**D**) ans el. Netz angeschlossen ist, oder durch den Anschluss des Ladeetuis (**D**) ans el. Netz (wenn der Schutzdeckel geschlossen ist). Die UV-Lampe leuchtet ungefähr 10 Minuten, diese schaltet dann automatisch aus.

### **Anmerkungen**

- Die UV-Lampe hat eine lange Lebensdauer, wenn diese trotzdem zu leuchten aufhört oder kaputt ist, ist diese gegen neue mit übereinstimmendem Typ ETA 470700020 zu ersetzen, befolgen Sie die Abb. 6 - 10.
- Das UV-Licht kann in gut beleuchteten Räumlichkeiten schlechter sichtbar sein.

## IV. REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Vor der Instandhaltung der Ladestation (**C**) ist diese zuerst vom el. Netz zu trennen. Im Rahmen der Aufrechterhaltung der maximalen Hygiene sind die gebrauchten Bürsten (**B**) nach jedem Gebrauch im Sanitisierer mit dem UV-Licht zu desinfizieren! Spülen Sie den Bürstenkopf (**B1**) sowie den Körper der Bürste (**A**) unter fließendem Wasser, wischen Sie den Körper der Bürste mit feuchtem Tuch. Benutzen Sie das feuchte Tuch auch für die Ladestation und ihr Kabel. Tauchen Sie den Körper der Bürste (**A**) sowie die Ladestation (**C**) nie ins Wasser ein. Zur Reinigung benutzen Sie nicht Geschirrspüler und waschen Sie den Bürstenkopf (**B**) nicht im Wasser wärmer als 65 °C! Vor dem erneuten Gebrauch sind der Körper der Bürste (**A**) sowie die Ladestation (**C**) mit Kabel gut zu trocknen. Bewahren Sie das Gerät mit sämtlichem Zubehör auf trockenem, staubfreiem und sicherem Ort auf, von Kindern und rechtsunfähigen Personen fernhalten. Den Körper der Bürste und die Bürstenköpfe kann man im Etui aufbewahren.

## V. UMWELTSCHUTZ



Sofern es die Maße zulassen, sind alle Teile des Gerätes, die Verpackung, Komponenten und das Zubehör mit dem verwendeten Material sowie auch deren Recycling gekennzeichnet. Die am Produkt oder in der Begleitdokumentation aufgeführten Symbole bedeuten, dass die verwendeten elektrischen bzw. elektronischen Produkte nicht zusammen mit kommunalem Abfall entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese zum Zweck deren richtiger Entsorgung in dafür bestimmten Wertstoffsammelstellen ab, wo diese kostenlos entgegengenommen werden. Durch eine richtige Entsorgung dieser Produkte tragen Sie dazu bei, wertvolle Rohstoffe zu erhalten und vorbeugend negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, was die Folgen einer falschen Entsorgung von Abfällen sein könnten. Fordern Sie weitere Einzelheiten von Ihrer örtlichen Behörde bzw. von der nächstliegenden Wertstoffsammelstelle an. Bei einer falschen Entsorgung dieser Art von Abfall können im Einklang mit den nationalen Vorschriften Geldstrafen verhängt werden. Dieses Gerät ist mit einem Li-ion-Akku mit langer Lebensdauer ausgestattet. Zum Umweltschutz ist der entladene Akku nach dem Ende der Lebensdauer des Gerätes aus dem Gerät zu demontieren und der Akku und das Gerät sind in geeigneter Weise mittels der dazu vorgesehenen speziellen Sammeldienstleistungen sicher zu entsorgen.

### Akku-Demontage

Demontieren Sie den Akku aus dem Gerät nur nach voller Entladung. Die Akku-Demontage ist auf Abb. 11 dargestellt:

1. Nehmen Sie die Abdeckung der Schraube mit dem Schraubenzieher ab und lösen Sie diese.
2. Nehmen Sie den Körper der Bürste (**A**) mit der Oberseite nach unten, drücken Sie den Ladeteil (siehe Pfeile in Abb.) und nehmen Sie 2 Häkchen ab, die die inneren Komponenten des Bürstenkörpers (**A**) halten.
3. Entnehmen Sie den Akku aus dem Raum mit dem Schraubenzieher.

Die Garantie von 24 Monaten bezieht sich nicht auf die Minderung der nützlichen Akku-Kapazität aufgrund seines Gebrauchs oder Alters. Die nützliche Kapazität wird in der Abhängigkeit von der Akku-Nutzungsweise erniedrigt.

## V. UMWELTSCHUTZ

Spannung (V)	auf dem Typenschild des Produktes angeführt
Gewicht (kg) ca.	0,32
Schutzklasse Gerät / Ladestation / Etui	III./II.
Abmessungen zahnbürste ca. (LxTxH),(mm)	224 x 77,5 x41,5

**Jeder Austausch von Teilen, der Eingriffe in die Elektroteile des Gerätes mit sich bringt, muss von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden! Ein Verstoß gegen diese Anweisungen des Herstellers zieht den Verlust der Garantie nach sich! Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor.**

### WARnzeichen und Symbole, die auf Verbraucher, Verpackungen oder in der Bedienungsanleitung verwendet werden:

*HOUSEHOLD USE ONLY – Nur zum Gebrauch im Haushalt. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.*



*TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.*

*Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Kindergittern. Legen Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.*



HINWEIS

Hersteller/ Inverkehrbringer: ETA a.s., Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8 CZECH REPUBLIK.

Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmölln.

Bei Fragen zu Reparaturen und Bestellung von Ersatzteilen und wenden Sie sich bitte ebenfalls an unsere deutsche Servicezentrale:

Tel.: 034491/58860, Fax: 034491/5886189, Email: [info@omega-hausgeraete.de](mailto:info@omega-hausgeraete.de)

**ZÁRUČNÍ LIST****ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů. Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu. Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

**Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:**

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravidelného čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: [www.eta.cz](http://www.eta.cz); Případné další dotazy zasílejte na [info@eta.cz](mailto:info@eta.cz), nebo volejte +420 545 120 545.

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku:

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:



## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho ktorý výrobok predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebo osoby oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.

Pri reklamácií je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne sieťové napätie.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: **[www.eta.sk](http://www.eta.sk)**

Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na **[info@eta.cz](mailto:info@eta.cz)** alebo volajte +420 545 120 545.

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja:

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca:

**KARTA GWARANCYJNA****WARUNKI GWARANCJI**

- 1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką **ETA**, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
- 3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
- 5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
- 6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
- 7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
- 8) Gwarancją nie są objęte:
  - wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
  - zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
  - uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wylądowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
  - uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem
  - uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
  - produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
  - produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
  - kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
  - uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
  - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
  - czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
  - zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)
  - **uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.**
- 9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.

- 10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.
- 11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
- 12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
- 13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
- 14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
- 15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
- 16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
- 17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawkę, pilota, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności przysyłania całego kompletu do serwisu.**

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, internet: <http://www.digison.pl/sonline/>, e-mail: [serwis@digison.pl](mailto:serwis@digison.pl)

Nazwa:	Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:	
Numer serii:	
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:

*eta*  
since 1943

*Omega*  
since 1904

© DATE 22/7/2019

e.č. 30/2019